


(3)
البروتينات -1-
proteins

ما هي البروتينات (proteins)؟

التركيب الكيميائي للبروتين:

- البروتينات مركبات عضوية ذات أوزان جزيئية كبيرة (macromolecules).
- وهي عبارة عن سلسلة من الأحماض الأمينية المرتبطة مع بعضها بروابط ببتيدية و فيها ترتبط مجموعة الكربوكسيل في حمض أميني مع مجموعة الأمين في حمض أميني آخر مع إزالة جزيء ماء.





وظائف البروتين:

- تدخل في تركيب العديد من المواد البيولوجية المتخصصة مثل:
← الأجسام المضادة و الإنزيمات و بعض الهرمونات.
- تساعد في نقل السوائل العصبية.
- التحكم في التعبير الجيني.
- المكون الأساسي للأنسجة الحية.

تختلف البروتينات عن بعضها البعض في بنائها الكيميائي تبعاً لعدة عوامل:

1. عدد ونوع الأحماض الأمينية المكونة لسلاسلها الببتيدية.
2. ترتيب وتتابع الأحماض الأمينية.
3. ارتباط البروتين مع جزيئات أخرى غير بروتينية.



الأشكال البنائية للبروتين :

تأخذ السلاسل الببتيدية المكونة للبروتين أشكالاً فراغية ناتجة عن التفاف تلك السلاسل معطيةً أربعة تراكيب بنائية:

1- التركيب البنائي الأولي (Primary structure):

يعبر عن تسلسل وتتابع الأحماض الأمينية المرتبطة مع بعضها البعض بروابط ببتيدية.

2- التركيب البنائي الثانوي (Secondary structure):


ينتج عن تكوين روابط هيدروجينية بين المجموعات الطرفية (R-group) للأحماض الأمينية القريبة مع بعضها البعض مما يتسبب في التفاف والتواء السلسلة الببتيدية مكونة إما شكل الصفحة المطوية (β -sheet) أو الشكل الحلزوني (α -helix).

3- التركيب البنائي الثلاثي (Tertiary structure):


ينتج عن تكوين روابط هيدروجينية و أيونية بين المجموعات الطرفية (R-group) للأحماض الأمينية البعيدة عن بعضها مكونة الشكل الثلاثي الأبعاد.

4- التركيب البنائي الرباعي (Quaternary structure):


وفيه ترتبط وحدات مختلفة أو متشابهة من السلاسل الببتيدية (subunits) مع بعضها البعض لتكون الشكل الرباعي الأبعاد للبروتين. مثال: جزئ الهيموجلوبين المتكون من أربعة وحدات مرتبطة معاً.




التركيب البنائي الأولي
(Primary structure)



التركيب البنائي الثانوي
(Secondary structure)




التركيب البنائي الثلاثي
(Tertiary structure)



التركيب البنائي الرباعي
(Quaternary structure)

تبدأ السلسلة الببتيدية المكونة للبروتينات بالطرف الأميني الحر البروتينات وتنتهي بالطرف الكربوكسيلي.




خواص البروتينات (protein properties) :


- تشبه البروتينات في خصائصها الفيزيائية والكيميائية تلك الخصائص التي تتميز بها الأحماض الأمينية المكونة لها.
- فللبروتينات **خاصية أمفوتيرية** في تفاعلها مع الأحماض فتحمل شحنة **موجبة** بينما مع القواعد نجد أنها تكتسب شحنة **سالبة**، ولذا فإن حركتها في المجال الكهربائي **تعتمد على قيمة pH** .

نقطة التعادل الكهربى للبروتين (isoelectric point (pI) :



- هي الرقم الهيدروجيني pH التي يكون عندها محصلة الشحنات على الجزيء تساوي صفر نتيجة لتساوي الشحنات الموجبة والسالبة على جزيء البروتين.
- وعند هذه النقطة يصبح البروتين أقل ذوبانية فيسهل ترسيبه.
- تختلف نقطة التعادل الكهربى من بروتين إلى آخر حسب الأحماض الأمينية المكونة له.



(ج) عند نقطة التعادل الكهربائي pI محصلة الشحنات تساوي صفر.




(أ) في الوسط القاعدي يحمل البروتين شحنة سالبة.



(ب) في الوسط الحمضي يحمل البروتين شحنة موجبة.

الجزء العملي




أولاً: ذوبان البروتينات -اختبار الذوبانية- (solubility of proteins) :

- البروتينات الليفية (fibrous proteins) مثل الكيراتينات والكولاجين غير قابلة للذوبان في الماء.
- البروتينات الكروية (globular proteins) تمثل القسم الأعظم و قابلة للذوبان في المذيبات القطبية و الأحماض والقلويات بدرجات مختلفة.




البروتينات الليفية




البروتينات الكروية

المبدأ العلمي للتجربة :

تكون البروتينات مع الماء محاليل **غروية** نظراً لكبر حجم جزيئات البروتين، بينما في الوسط الحمضي فغالباً ما تكتسب الجزيئات **الشحنة الموجبة** فتتأثر، أما في الوسط القاعدي فتكتسب جزيئات البروتين **الشحنة السالبة** فتصبح أيضاً قابلة للذوبان.




البروتين الليفي



البروتين الكروي

ذوبانية البروتينات الكروية في الماء



الهدف: اختبار السلوك الأمفوتيري و الخاصية القطبية لجزيئات البروتين.

طريقة العمل:

- 1- اختبري ذوبان كل من البروتينات (البومين، كازين) في كل من الماء و هيدروكسيد الصوديوم (0.1%NaOH) ، عن طريق اضافة 1مل من البروتين + 2مل من المذيب .
- 2- سجلي قابلية ذوبان كل من البروتينات في جدول النتائج .

النتائج:

البروتين	نوع البروتين	قابلية الذوبان في الماء	قابلية الذوبان في هيدروكسيد الصوديوم
الألبومين (albumin)	بسيط		
كازين (casein)	مرتبط		

المناقشة:


اكتبي تعليقك على كل نتيجة حصلت عليها مع ذكر السبب لكل مذيب.

ثانياً: اختبار البيوريت (Biuret reaction) :

الهدف: التعرف على البروتينات وتمييزها عن بقية المواد كالكربوهيدرات والدهون.

النظرية العلمية للاختبار:


يتفاعل البروتين مع محلول كبريتات النحاس في وسط قاعدي ، فيتفاعل أيون النحاس مع مجموعتي (-NH, -CO) في الرابطه الببتيدية مكوناً مترابكاً بنفسجي اللون.



ملاحظات:

- يعطي الاختبار نتيجة ايجابية فقط عند وجود رابطتين ببتيديين فأكثر في جزئ البروتين.
- تم تسمية هذا الاختبار بإسم بيوريت ، لأن البيوريت هو المركب غير البروتيني الوحيد الذي يعطي نتيجة ايجابية مع هذا الاختبار.
- اللون الأزرق ليست نتيجة ايجابية بل هو لون الكاشف.





طريقة العمل:

- 1- ضعي في كل أنبوبة 2 مل من محلول البروتين.
- 2- أضيفي 1 مل من كاشف

النتائج:

البروتين	الملاحظة	الاستنتاج
الألبومين (albumin)		
كازين (casein)		

المناقشة:

اكتبي تعليقك على كل نتيجة حصلت عليها مع ذكر السبب.


ثالثاً: أثر الأملاح على ذوبانية البروتين (precipitation of proteins by salts) :

يتم ترسيب البروتينات باستخدام المحاليل المركزة للأملاح و يتميز كل بروتين بتركيز معين للملح يترسب عنده فيتم فصله عن البروتينات الأخرى في المحلول و تسمى هذه العملية بـ **Salting out** .

النظرية العلمية للاختبار:

1- التراكيز المنخفضة من الملح (Salting in): تساعد على استقرار جزيئات البروتين و إذابتها نتيجة للتجاذب بين أيونات الملح و المجموعات الفعالة في البروتين.

2- التراكيز العالية (Salting out): تنافس أيونات الملح جزيئات البروتين على الارتباط بجزيئات الماء فيقل استقرار البروتين مما يؤدي الى ترسيبه. وبالرغم من ترسيب البروتينات إلا أنها تحافظ على خصائصها ونشاطها بعد إذابتها وبالتالي فإن هذه الطريقة تستخدم لتنقية البروتينات من محاليلها.




الهدف: بيان أن التراكيز **القليلة** من الملح قد تساعد على ذوبان البروتينات بينما التراكيز **العالية** تسبب ترسيب البروتين.

طريقة العمل:

- 1- أضيفي 2 مل من البروتين + كبريتات الأمونيوم المشبعة على عينة البروتين لاحظي التغير.
- 2- ثم أضيفي 2.5 مل على نفس الانبوبة كلوريد الصوديوم 1% NaCl
- 3- دوني النتائج في الجدول.

النتائج:

إضافة محلول كبريتات الأمونيوم المشبعة	إضافة كلوريد الصوديوم NaCl 1%	البروتين
		الألبومين (albumin)
		كازين (casein)



اختفاء الراسب بعد إضافة NaCl (Salting in)



تكون راسب أبيض بعد إضافة كبريتات الأمونيا المشبعة (Salting out)

المناقشة:

اكتبي تعليقك على كل نتيجة حصلت عليها مع ذكر السبب في تغير ذوبانية البروتين في تراكيز الأملاح المختلفة والتعليق على نشاط البروتين.

رابعاً: ترسيب البروتينات بأملاح المعادن الثقيلة (Precipitation of proteins by salts of heavy metals):


الهدف: التعرف على تأثير أملاح الفضة على طبيعة تركيب البروتينات و نشاطها الحيوي وذوبانيته.

التطبيقات:

-تستخدم هذه الطريقة لفصل البروتينات و تفتيتها دون النظر إلى نشاطها الحيوي .
-إيضاح خطورة التسمم بالرصاص وإيضاح إمكانية استخدام البروتينات (الألبومين) كعلاج في حالات التسمم بالزئبق والرصاص.


النظرية العلمية للتجربة:

تقوم أملاح المعادن الثقيلة (والتي لها اوزان جزيئية ثقيلة) **بمعادلة شحنة البروتين** وذلك عن طريق ارتباط أيون المعدن (**موجب الشحنة**) بالشححات السالبة على البروتين مما يؤدي إلى ترسيب البروتين وتخثره نتيجةً لفقدان الروابط الأيونية.



طريقة العمل:

- 1- ضعي في كل أنبوب 1مل من محلول البروتين.
- 2- أضيفي 0.5 مل من نترات الفضة.



تخثر البروتين
وترسيبه

النتائج:

الاستنتاج	الملاحظة	الأنبوبة
		الألبومين + AgNO ₃
		كازين + AgNO ₃

المناقشة:

اكتبي تعليقك على كل نتيجة حصلت عليها مع ذكر السبب في تخثر وترسب البروتين والتعليق على نشاطه.

خامساً: الترسيب بالأحماض القوية (Precipitation of proteins by strong acids) :

الهدف:

التعرف على تأثير الأحماض القوية على طبيعة تركيب البروتينات و نشاطها الحيوي وذوبانيته.

النظرية العلمية للاختبار:

تواجد البروتينات في وسط **حمضي** يكسبها شحنة موجبة فتجذب جزيئات البروتين إلى أيونات الحمض السالبة (NO_3) وتعمل على ترسيبها وتخثرها نتيجة لفقدان الروابط الأيونية.

بعض التطبيقات:


- الكشف عن البروتين في البول بواسطة حمض النيتريك المركز.
- فصل البروتين في محلول ما.
- لإيقاف النشاط الإنزيمي.

طريقة العمل:

- 1- في الأنبوبة الأولى ضعي 2 مل من حمض النيتريك المركز في أنبوب اختبار مع المحافظة على وضع الأنبوبة بشكل مائل.
- 2- أضيفي محلول الألبومين قطرة قطرة على جدار الأنبوبة ولاحظ تكون الراسب.
- 3- في الأنبوبة الثانية أضيفي 2 مل من ثلاثي كلوريد حمض الخليك مع المحافظة على وضع الأنبوبة بشكل مائل.
- 4- أضيفي محلول الألبومين قطرة قطرة على جدار الأنبوبة ولاحظي تكون الراسب.



النتائج:



تخثر البروتين
وترسيبه

الأنبوبة	النتيجة	الاستنتاج
الألبومين + حمض النيتريك		
الألبومين + ثلاثي كلوريد حمض الخليك TCA		

المناقشة:

اكتبي تعليقك على كل نتيجة حصلت عليها مع ذكر السبب في تخثر وترسب البروتين والتعليق على نشاطه.