

التجارب التالية الهامة في وراثه الأحياء الدقيقة

1. يمكن دراسة تأثير بعض العوامل الفيزيائية أو الكيميائية على معدل النمو للكائن الحي وكمثال سوف ندرس تأثير هذه العوامل داخل المعمل على الكائن الدقيق، البكتيريا. مثل الأشعة فوق البنفسجية، المواد الكيميائية كالمنظفات والمطهرات، المضادات الحيوية. وهي ايضا ذات فائدة في تحديد الوسط الغذائي الأنسب للكائن الدقيق.
 2. بعد ذلك يتم استخلاص الحمض النووي ونختبر التغير في الحمض النووي بعد نمو الكائن الدقيق وتكاثره في وجو هذه العوامل؟
 3. يمكن استخدام اطوال موجية مختلفة من الأشعة فوق البنفسجية وأوقات مختلفة للتعرض لها وايضا يمكن استخدام مواد مطهره مختلفة وبتراكيزات مختلفة وكذلك يمكن اختبار تغير الحمض النووي بعد النمو في وجود مضادات حيوية
- الواجب: صممي تجربة لتوضيح تأثير الأشعة فوق البنفسجية على معدل نمو بكتيريا القولون؟؟؟

5 التدريب على استخدام الماصة الدقيقة MICROPIPETTE CALIBRATION

1. لمعايرة الماصات الدقيقة التاليه P20 ، P200 ، P1000 ، ترقم 6 أنابيب دقيقه microfuge (6 - 1) ثم توزن باستخدام الميزان الالكتروني وتسجل النتائج في الجدول.
2. مستعينه بالجدول التالي، تستخدم المتصه المحدده لنقل الحجم المحدد من الماء المقطر إلى الانابيب المرقمه معلومة الأوزان ثم توزن الانابيب مرة أخرى وتسجل النتائج في الجدول.
3. يحسب وزن الماء بالجرام بطرح الوزن الجاف للانابيب من وزنها بعد ملئها بالماء، حيث 1000 ميكرو لتر من الماء يجب أن يقابلها تماماً وزن 1 جم في درجة حرارة الغرفة.
4. يجب أن يساوي وزن الماء في كل أنبويه 1 جم، وفي حالة الزيادة او النقص يجب إعادة الخطوات في تلك الأنابيب.
5. يجب التأكد من جوده تقنيه استخدام الماصه حيث يجب تجنب حملها في اليد لوقت طويل. والسحب بزوايه 45 درجه على بعد ملائم من سطح السائل المسحوب وقاع الأنبويه.

التجارب التالية الهامة في وراثه الأحياء الدقيقة

1. يمكن دراسة تأثير بعض العوامل الفيزيائية أو الكيميائية على معدل النمو للكائن الحي وكمثال سوف ندرس تأثير هذه العوامل داخل المعمل على الكائن الدقيق، البكتيريا. مثل الأشعة فوق البنفسجية، المواد الكيميائية كالمنظفات والمطهرات، المضادات الحيوية. وهي أيضا ذات فائدة في تحديد الوسط الغذائي الأنسب للكائن الدقيق
2. بعد ذلك يتم استخلاص الحمض النووي ونختبر التغير في الحمض النووي بعد نمو الكائن الدقيق وتكاثره في وجود هذه العوامل؟
3. يمكن استخدام اطوال موجية مختلفة من الأشعة فوق البنفسجية وأوقات مختلفة للتعرض لها وايضا يمكن استخدام مواد مطهره مختلفة وبتراكيز مختلفة وكذلك يمكن اختبار تغير الحمض النووي بعد النمو في وجود مضادات حيوية الواجب: صممي تجربة لتوضيح تأثير الأشعة فوق البنفسجية على معدل نمو بكتيريا القولون؟؟؟

5 التدريب على استخدام الماصة الدقيقة MICROPIPETTE CALIBRATION

1. لمعايرة الماصات الدقيقة التاليه

P20 ، P200 ، P1000

1. - ترقم 6 أنابيب دقيقه microfuge (6 - 1) ثم توزن باستخدام الميزان الالكتروني وتسجل النتائج في الجدول.
2. مستعيه بالجدول التالي، تستخدم المتصه المحدده لنقل الحجم المحدد من الماء المقطر إلى الأنابيب المرقمه معلومه الأوزان ثم توزن الانابيب مرة أخرى وتسجل النتائج في الجدول
3. يحسب وزن الماء بالجرام بطرح الوزن الجاف للأنابيب من وزنها بعد ملئها بالماء، حيث 1000 ميكرو لتر من الماء يجب أن يقابلها تماما وزن 1 جم في درجة حرارة الغرفه
4. يجب أن يساوي وزن الماء في كل أنبويه 1 جم، وفي حالة الزيادة او النقص يجب إعادة الخطوات في تلك الأنابيب
5. يجب التأكد من جوده تقنيه استخدام الماصة حيث يجب تجنب حملها في اليد لوقت طويل. والسحب بزوايه 45 درجه على بعد ملائم من سطح السائل المسحوب وقاع الأنبويه.

رقم الأنبوبه	الوزن الابتدائي	الحجم بالميكرو لتر باستخدام ماصه p20	الحجم بالميكرو لتر باستخدام ماصه p100	الحجم بالميكرو لتر باستخدام ماصه p1000	حجم الماء بالجرام
1		10	0	990	
2		0	100	900	
3		20	175	805	
4		2	88	910	
5		0	1000	0	
6		100	0	900	

المستخدمة: ثانيا: المصطلحات الهامة في البيولوجيا الجزيئية:

الحساب الوزن الجزيئي نحتاج: الجدول الدوري للعناصر الكيميائية آله حاسبه

1- الحصول على الجدول الدوري للعناصر الكيميائيه.

2- التعرف على العناصر المكونة للمركب. مثل حمض الكبريتيك sulfuric acid صيغته البنائيه H_2SO_4 توضح عدد ونوع الذرات في المركب، وفيه 2 ذرة هيدروجين وذرة كبريت و4 ذرات أكسجين.

3- تحديد وتسجيل الوزن الذري لكل ذرة، الوزن الذري للهيدروجين = 1.0079 و لذرة الكبريت = 32.6 و لذرة الأكسجين = 15.9994

4- بحسب الوزن الجزيئي لحمض الكبريتيك بضرب عدد ذرات الجزيء في الوزن الذري لكل ذره. $(1.0079) * 2 + (1) * 1 = 32.06 + (15.9994) * 4 = 49.8$ Atomic mass unit (amu) وحدة كتلة ذريه تختلف قيمه لكل مركب.

المول (mol): وزن المادة المذابة بالجرام (weight in grams) «مقسوم على الوزن الجزيئي (MW) للمادة

$$Mol = \text{Weight in grams} / \text{Molecular Weight (MW)}$$

إذن : الوزن بالجرام = عدد المولات x الوزن الجزيئي

مثال 2: الصيغة البنائية او الكيميائية Formula weight لكلوريد البوتاسيوم هي

$$KCl \text{ الوزن الجزيئي ل } KCl = 35.45 + 39.1 = 74.55 \text{ (amu)}$$

. هو خليط متجانس من المركبات حيث تظهر كل الجسيمات كجزيئات أو أيونات مفردة (مذيب+مذاب)

. يمكن التعبير عن تركيز المحلول بعدة طرق، مثل:

1- المولارية (M) Molarity

2- المولالية (m) Molality

3- العيارية (N) Normality

. علي:

يستخدم الماء المقطر Distilled water عادة في تحضير المحاليل؟ يجب استخدام المحاليل المنظمة Buffers في جميع اختبارات الأحياء الجزيئية؟

المولارية هي عدد مولات المذاب في لتر من المحلول. المولار = عدد المولات/حجم المحلول باللتر
الوحدة = مولار (M) = مول / لتر

No. of Moles (mol) = Molar(mol/L) / Liters (L)

مثال: المحلول ذو المولارية 1 مولار يحتوي على 1 مول من المادة المذابة في الحجم النهائي للمحلول.

لتحضير محلول 1 مولار من كلوريد البوتاسيوم KCl يوزن 74.55 جم ويذاب في 1 لتر من الماء المقطر DDW.

أي 74.55 جم من الملح في لتر من المحلول النهائي.

أي أن الوزن المحسوب يذاب في حجم صغير من الماء ثم يكمل الحجم الكلي للمحلول إلى 1 لتر. وهذا يختلف عن إضافة

74.55 جم إلى لتر من الماء.

أمثلة على المولارية:

1- ماهي مولارية 0.75 مول من المذاب في 2.5 لتر من المذيب؟

Molarity = 0.75 mol / 2.5 = 0.3M

2- ماهي المولارية ل 40 جم من هيدروكسيد الصوديوم NaOH المذابة في 2 لتر من المذيب؟ المعلوم: الوزن بالجرام و حجم المحلول النهائي

1- نحول الجرامات إلى مولات. يحسب الوزن الجزيئي للمركب أولاً ثم نحسب المول. الوزن الجزيئي للمادة = 40 جم

/مول إذن المول (mol) = عدد الجرامات / الوزن الجزيئي = 40 جم / 40 جم/مول = 1 مول

2- - نقسم عدد المولات / عدد اللترات. المولارية = * مول / لتر = 0.5 مولار.

2- المولالية (m) Molality

هي عدد المولات من المذاب في الكيلوجرام الواحد من المذيب.

المولالية = عدد مولات المادة المذابة / كتلة المذيب بالكيلوجرام. الوحدة = مول / كجم

مثال: 1 مولال (m1) من محلول كلوريد الصوديوم NaCl يحتوي 1 مول من NaCl في الكيلوجرام الواحد من الماء.

أي الوزن بالجرام = المول × الوزن الجزيئي = 58.44 × 1 = 58.44

جم يضاف إلى 1000 مل من الماء المقطر DDW

. أهم الطرق للتعبير عن تركيز المحلول

، وتستخدم عادة للأحماض Acids والقواعد Bases

النورمالية =N = عدد المكافآت الجرامية /n حجم المحلول بالتر.

فالمحلول الذي يبلغ تركيزه 1 عياري يعني أن كل واحد لتر من المحلول يحوي مكافئ جرامي واحد من المذاب

حيث n = للأحماض = عدد أيونات الهيدروجين H+ في الصيغة البنائية للحمض أما للقواعد n = عدد أيونات الهيدروكسيل

OH في الصيغة البنائية للقاعدة.

للربط بين كمية المذاب وحجم المحلول بالتر

هناك علاقة بين النورمالية (المعيارية والمولالية والمولارية النورمالية) = المولارية nx مثال: 3 مولار من H2SO4 هو نفسه

محلول 6معيارى من الحمض نفسه. مثال: محلول 1 مولار من Ca(OH)2

هو نفسه 2 معيارى من القاعدة نفسها. أمثلة الجرام المكافئ (e.q) أو n:

. مثال على العيارية: التحضير محلول 1 عياري من هيدروكسيد الكالسيوم Ca(OH)2.

المعلوم: الوزن الجزيئي =74.09 وقيمة العيارية = 1 عياري

بالتعويض في : المعيارية = المولارية x n

المولارية = المعيارية /n = مول التتر

الوزن بالجرام = المول × الوزن الجزيئي

= 1/2 X 74.09 = 37.05 جم/لتر

هكذا يضاف لا مول الى لتر المذيب للحصول على 1 عياري من هيدروكسيد الكالسيوم Ca(OH)2 يحضر المحلول الأساسي

عادة ويجب تخفيفه للحصول على التركيز النهائي المطلوب للعمل. تعريف: هو المحلول المركز (له تركيز عالي) الذي يتم

تخفيفه عادة إلى تركيزات أقل للحصول على محلول العمل الذي يتم استخدامه في الاختبارات.

. يرمز لها عادة ب nX و n=1,2,3

مثل: X5 يماثل خمس مرات من قوة تركيز محلول العمل؛ ويخفف بنقل 1 جزء من المحلول المخزن إلى 5 أجزاء من المحلول

النهائي. .

مثال: يخلط 100 مل من محلول مخزن X5 و 400مل من ماء مزدوج التقطير (Double (DDW Distilled Water).

يعطي محلول X1. ما هو محلول 10X solution؟

هو محلول مخزن بتركيز 10 مرات أعلى من محلول العمل. العمل محلول X1 من محلول مخزن X10، يتم التخفيف لعشر

مرات 10-fold dilution

. مثال: محلول 18 Tris-EDTA (Ethylene-diamine tetra-acetic acid) (TE) من محلول مخزن TE10 X يساوي

100مل من الأخير يخفف في حجم نهائي الترمين الماء

تصف المعادلة التالية المحددات المختلفة

$$C1 * V1 = C2 * V2$$

حيث: c1: تركيز المحلول الأساسي (قبل التخفيف) مولار V1: حجم المحلول الأساسي بالملل C2: تركيز المحلول النهائي

بعد التخفيف) مولار v2: حجم المحلول النهائي بالملل عادة يكون حجم المحلول الأساسي v1 (المطلوب للوصول إلى تركيز

نهائي محدد بإضافة الماء DDW) هو المجهول لذلك نعوض بالمعادلة التالية:

$$C2 * V2 = V1 * C1$$

$$V1 = C2 * V2 / C1$$

$$V1 * C1 = \text{الكتلة- الوزن بالجرام} * \text{الحجم} * \text{التركيز}$$

تحضير التخفيفات من المحلول الأساس Making Dilutions from Stock solution:

إذا كان لديك محلول سكروز، وكان المذيب هو الماء . بحجم $V1$ وتركيز $C1$ فإن كمية السكروز
مثلاً: الحجم 0.2 لتر والتركيز (50%) 50 جم /لتر $V1 * C1$

=

$$0.2 \text{ لتر} * 50 \text{ جم/لتر} = 10 \text{ جم من السكروز.}$$

إذا أردنا تخفيف هذا المحلول إلى تركيز أقل بإضافة 2 لتر من الماء، وبالتالي الوصول إلى حجم أكبر من المحلول $V2$ ، فما هي
كمية السكروز الموجودة في المحلول؟

$$C2 * V1 = C1 * V2 \quad C1 * V2 / V1 = C2$$

$$5 = 10 / 2 \text{ (جم/لتر)}$$

$$\text{كمية السكروز في المحلول بعد التخفيف} =$$

$$5 * 20 = 100 \text{ جم/لتر}$$

عند تحضير المحاليل لا بد من توحيد الوحدة المستخدمه لكل من : الحجم والوزن والتركيز في نفس المعادلة.

. مثال: من الخطأ كتابة المعادلة في الصورة التاليه:

$$V1(160 \text{ ملل}) * C1(160 \text{ ملجم/لتر}) = V1(\text{المجهول}) * C2(\text{المطلوب } 3 \text{ جم/لتر}) \text{ ((الصورة الصحيحة: } V1(160 \text{ ملل}) * C1(160 \text{ ملجم/لتر}) = V1(1000 \text{ (المجهول)}) * C2(\text{المطلوب } 3 \text{ جم/لتره } 1000))$$

المحاليل والتخفيفات Solutions and Dilutions .

. ماهو الفرق بين المحلولين كل منهما 1% (حجم حجم) (V/V) و (وزن حجم) (w/V)؟

• المحلول الأول (حجم حجم) 1% : أي أن نسبة المادة الكيميائية السائلة هي 1% من حجم المحلول الكلي.

نسبة المحلول Percent solution: قد يتكون المحلول من نسبة (وزن اوزن) أو نسبة (وزن حجم). المحلول النسبي إما أن
يتكون من «x» عدد الجرامات من المركب في 100 جرام من المذاب solute؛

أو «x» عدد جرامات المركب في 100 مل من المذاب، على التوالي.

$$\text{Specific Gravity} = \text{wt/vol}$$

مثال: محلول الجليسرول 1% سيحتوي 1 مل من الجليسرول في حجم نهائي 100 مل.

• المحلول الثاني (وزن حجم) 1%: أي أن المادة الكيميائية تكون في صورة صلبة حيث يعني محلول 1% منها إضافة اجم من
المادة في 100 مل .

مثال: محلول (SDS) Sodium Dodecyl Sulphate 1% سيتكون من 1 جم من SDS في حجم نهائي 100 مل.

• ماهو الميكرولتر Microliter؟ يرمز له (ul) ويمائل 1/1000000 لتر أو 1000/1 مل. الديك اب 200 من محلول عينة الحمض النووي DNA ومحلول 3 مولار من محلول أسيتات الصوديوم NaOAc وترغبين في تحضير محلول من الحمض النووي DNA إلى 0.3 مولار من NaOAc لكن بإضافة العينة إلى الأخير سينتأثر الحجم الكلي للمحلول.

X هو كمية المحلول المركز التي سيتم إضافتها - **d** عامل التخفيف **V** = الحجم
d[X] = V

= عامل التخفيف d (مثلا التحويل من 3 مولار إلى 0.3 مولار فالتخفيف هو 1/10).

• «أسئلة»

1- محلول مائي من كرومات البوتاسيوم $K_2Cr_2O_7$ تركيزه 0.25 مولار. احسب الحجم اللازم أخذه من المحلول المركز للحصول على 250 ملل من المحلول ذو تركيز 0.01 مولار؟؟ .

2. احسبي كمية [Tris(Hydroxymethyl)Aminomethane] Tris المطلوبة لتحضير 500مل من امولار من المحلول المخزن. علما بأن الوزن الجزيئي = 121.14 (amu)

3- احسبي كمية EDTA (Ethylene-diamine tetra-acetic acid) المطلوبة لتحضير 500مل من محلول مخزن 0.5مولار. وزن الصيغة البنائية $F.wt = 372.2$

ملاحظة: عادة تضاف ال EDTA إلى الماء مزدوج التقطير ويضبط ال pH عند 8 عادة باستخدام هيدروكسيد الصوديوم 10NaOH جم ثم ترشح وتعقم بالأوتوكلاف.

4- احسبي كمية b-mercaptopheno المطلوبة في 15مل من محلول الاستخلاص للحصول على تركيز 10mM. تتوفر هذا المادة في صورة صلبة بتركيز 98% (وزن اوزن). $F.wt = 78.13$

5- احسبي الحجم الكلي للمحلول المطلوب للوصول إلى محلول بتركيز 80% من 100مل من تركيز 95% من الإيثانول .

	(M.W= 374.24g/mol)			
	NaCl (M.W= 58.44277 g/mol)	5 M	28 ml
	PVP	-	1 gm	-
	HCl	pH=5	-	-
Make up to 100 ml using DDW				
TBE Buffer 5X	Tris Base (M.W= 121.14 g/mol)		54 gm	-
	Boric acid (M.W= 61.83302 g/mol)		27.5 gm	-
	EDTA (M.W= 374.24g/mol)	0.5 M	20 ml
	Make up to 1 L DDW			
Agarose gel	Agarose	-	1 gm	
	TBE	1X	-	100 ml

	(M.W= 374.24g/mol)			
	NaCl (M.W= 58.44277 g/mol)	5 M	28 ml
	PVP	-	1 gm	-
	HCl	pH=5	-	-
Make up to 100 ml using DDW				
TBE Buffer 5X	Tris Base (M.W= 121.14 g/mol)		54 gm	-
	Boric acid (M.W= 61.83302 g/mol)		27.5 gm	-
	EDTA (M.W= 374.24g/mol)	0.5 M	20 ml
	Make up to 1 L DDW			
Agarose gel	Agarose	-	1 gm	
	TBE	1X	-	100 ml

Amal Alghamdi

Amal Alghamdi

Amal Alghamdi

- لديك 300 ul من الحمض النووي DNA في محلول منظم TE Buffer. ترغيبين في إضافة ملح إليه ليتسبب وينفصل عن الشوائب ولديك محلول 3مولار من أسيتات الصوديوم. عليك أن تحصلى على محلول 0.3مولار من الأسيتات مع الحمض النووي.

7 معمل تحضير المحاليل BUFFERS PREPARATION

المحلول المنظم/ Buffers	المواد المكونه	التركيز	الوزن (جم)	الحجم (مل)
ALS-I	Glucose	0.05 M	0.9 gm	-
	TrisHCl (M.W.=121.14 g/mol)	1 M	2.5 ml
	EDTA (M.W.= 374.24g/mol)	0.5 M	2 ml
	Add to 100 ml using DDW			
ALS-II	NaOH (M.W= 39.99711 g/mol)	0.2 M	0.8 gm	-
	SDS (M.W= 288.372 g/mol)	1%	
	Add to 100 ml using DDW			
ALS-III	Potassium acetate (M.W= 98.14232 g/mol.)	3 M	29.5 gm	-
	Glacial acetic acid	11.5%	11.5 ml
	Add to 100 ml using DDW			
TER	TrisHCl (M.W= 121.14 g/mol)	1 M	10 ul
	EDTA (M.W= 374.24g/mol)	0.5 M	2 ul
	RNase A (M.W=)	0.2ml	2 ul
	To 1 ml using DDW			
CTAB Buffer	CTAB (M.W= 364.46 g/mol)		2 gm	-
	Tris (M.W= 121.14 g/mol)	1 M	10 ml
	EDTA	0.5 M	4 ml

	(M.W= 374.24g/mol)			
	NaCl (M.W= 58.44277 g/mol)	5 M	28 ml
	PVP	-	1 gm	-
	HCl	pH=5	-	-
Make up to 100 ml using DDW				
TBE Buffer 5X	Tris Base (M.W= 121.14 g/mol)		54 gm	-
	Boric acid (M.W= 61.83302 g/mol)		27.5 gm	-
	EDTA (M.W= 374.24g/mol)	0.5 M	20 ml
	Make up to 1 L DDW			
Agarose gel	Agarose	-	1 gm	
	TBE	1X	-	100 ml