

347 كـ

Created with



nitroPDF[®]

Created with

professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

تجارب 349 كيم

الأسبوع	التجربة
1	قياس درجة الانصهار قياس درجة الغليان
2	الكشف عن العناصر
3	الكشف عن المجموعة الفعالة -1- * الامتحان الأول
4	الكشف عن المجموعة الفعالة -2-
5	المجهول الأول -1- * الامتحان الثاني
6	المجهول الأول -2-
7	المجهول الثاني -1-
8	المجهول الثاني -2-
9	المجهول الثالث -1-
10	المجهول الثالث -2-
11	الامتحان النهائي (عملي ونظري)

قياس درجة الانصهار

طريقة العمل :

1. خذي كمية قليلة جدا من المادة الصلبة وضعيها على ورقة الترشيح واطحنها جيدا.
2. عبئي أنبوبة الانصهار الشعرية بالمادة إلى ارتفاع حوالي 3 ملم , مع مراعاة أن يكون () .
3. ضعي الأنبوبة في جهاز قياس درجة الانصهار.
4. ل قراءة للترمو متر عند بداية انصهار المادة والقراءة الثانية عند نهاية الانصهار.
5. احسبي متوسط القراءتين والتي تمثل درجة الانصهار.

قياس درجة الغليان

طريقة العمل:

1. ركب جهاز قياس درجة الغليان ثم ضعي قطرات من السائل في أنبوبة الاح .
2. اتبعي الاحتياطا اللازمة ثم شغلي اللهب ويكون في البداية ضعيف ثم يرفع تدريجيا.
3. ستظهر فقاعات من الأنبوبة الشعرية يتبعها سيل من الفقاعات عندها أوقفي اللهب , وعندها ستلاحظين تناقص سرعة تصاعد الفقاعات إلى أن تتوقف . سجلي درجة غليان السائل عند و عند دخول السائل في الأنبوبة الشعرية .
4. كرري العملية باستخدام قطرات جديدة من السائل.
5. احسبي متوسط الدرجتين.

الكشف عن العناصر

تجربة لاسين

طريقة العمل:

1. ضعي قطعة صغيرة من معدن الصوديوم في أنبوبة احتراق نظيفة وجافة.
2. سخني على لهب ضعيف حتى يصبح لون الصوديوم ابيض أو حتى تتصاعد أبخرة بيضاء.
3. أضيفي كمية قليلة جدا من المادة (الصلبة بضع مليجرامات).
4. سخني الأنبوبة بلطف بتمرير الأنبوبة من أعلى لأسفل وذلك لإبقاء الأنبوبة ساخنة مع مراعاة إبعاد الأنبوبة عن اللهب بمجرد حدوث تفاعل (تساعد أبخرة من الأنبوبة) ثم انتظري حتى يتوقف التفاعل ثم يعاد التسخين مرة أخرى وهكذا حتى لا يشاهد حدوث تفاعل أثناء التسخين, عندها سخني الأنبوب حتى الاحمرار.
5. بردي الأنبوبة ثم أضيفي قطرات من الايثانول .
6. سخني الأنبوبة للتخلص من بقايا الايثانول.
7. في كأس يحتوي على 20 مل ماء مقطر ثم سخني الخليط حتى الغليان.
8. وبعد ذلك استخدم الرشاحة في الكشف عن أيونات السيانيد والكبريتيد والهاليد .

الكشف عن سيانيد الصوديوم :

2مل من الرشاحة + بضع بلورات من كبريتات الحديد $FeSO_4$ ثم التسخين حتى الغليان ثم يضاف حمض الكبريت المخفف بعد التبريد حتى يصبح المحلول حمضي ثم يضاف قطرات من كلوريد الحديد $FeCl_3$ ويترك جانبا لمدة دقيقتين.

الكشف عن كبريتيد الصوديوم :

1. 2 + قطرات من محلول نيتروبروسيد الصوديوم المحضر حديثا.

2. 1 + 1 + .


الكشف عن هاليدات الصوديوم :

2مل من الرشاحة + 2 حمض النيتروجين المخفف ثم التسخين حتى الغليان ثم يضاف

$AgNO_3$.

Created with

جدول الكشف عن المجموعة الفعالة



الرمز	دلالة الرمز
S ₂	حموض كربوكسيلية عديدة القاعدية - سكريات
S _A	حموض كربوكسيلية بمجموعة فعالة واحدة - فينولات
S _B	امينات بمجموعة فعالة واحدة
S ₁	- الدهيدات - كيتونات - فينولات بها اكثر من مجموعة OH -
A ₁	حموض كربوكسيلية العطرية - فينولات مرتبطة بمجاميع ساحبة في الوضعين بارا و اورثو
A ₂	فينولات - اميدات - مركبات نيترو
B	امينات
N ₁	- الدهيدات - كيتو -
N ₂	المركبات العطرية التي تحتوي على مجموعة منشطة
I	هيدروكربون مشبع - هاليد الكيل - بنزين - هاليد عطري

ملاحظة : كن المادة ذائبة في الماء يكشف عن الخاصية العطرية.

Created with

الكشف عن المجموعات الفعالة في المركبات العضوية

الحموض الكربوكسيلية:

1. التفاعل مع كربونات الصوديوم Na_2CO_3
2. التفاعل مع كلوريد الحديد FeCl_3

السكريات:

1. كاشف موليش
2. اختبار فهلنج
3. اختبار بارفويد

الفينولات:

1. $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$
2. التفاعل مع كلوريد الحديد FeCl_3

الأمينات:

1. التفاعل مع كلوريد الحديد FeCl_3 مض كلوريد الهيدروجين HCl
2. التفاعل مع حمض النيتروز HNO_2
3. تكوين صبغة للأمينات الأولية

الكحولات :

- 1.
2. برمنجنات البوتاسيوم KMnO_4 للكحولات الأولية

الالدهيدات والكيونات :

1. 2,4-DNPH
2. اختبار فهلنج
3. اختبار اليودوفورم

الاسترات : مركب هيدروكسيل أمين وكلوريد الحديد FeCl_3

الاميدات : التسخين مع هيدروكسيد الصوديوم المركز 30% NaOH

مركبات النيترو: التفاعل مع هيدروكسيد الحديد Fe(OH)_2

المركبات الهيدروكربونية المشبعة والعطرية : البروم في وجود رابع كلوريد الكربون Br_2/CCl_4

الهاليدات الالكيلية : AgNO_3

الهاليدات العطرية : يكشف عنها بواسطة تجربة لاسين

كيفية إجراء بعض التجارب

1. التفاعل مع Na_2CO_3 : إذا كانت المادة المجهولة صلبة أضيفي إليها محلول دافئ من

NaHCO_3 وإذا كانت المادة المجهولة سائلة أضيفي إليها بعد التدفئة Na_2CO_3 .

2. التفاعل مع $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$: 1مل من المادة المجهولة السائلة

المذابة في الايثانول + $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$.

3. التفاعل مع KMnO_4 : 1مل من المادة المجهولة السائلة أو بضع بلورات من المادة الصلبة

+ KMnO_4 ورجي بشدة مع التسخين في حمام مائي.

4. التفاعل مع FeCl_3 :

1- قليل من المجهول $2+$ FeCl_3 .

2- قليل من المجهول $2+$ HCl المخفف ثم قطرات من FeCl_3 مع التسخين في

.

5. التفاعل مع $2,4\text{DNPH}$: 1مل من المادة المجهولة السائلة أو بضع بلورات من المادة

المذابة في الايثانول $2+$ $2,4\text{DNPH}$.


6. اختبار فهلنج : 1مل من المادة المجهولة السائلة أو بضع بلورات من المادة + خليط

فهلنج (A+B) .

7. اختبار اليودفورم : 0.5 مادة المجهولة $1+$ $5\%\text{NaOH}$ ثم أضيفي محلول

اليود (I_2/KI) قطرة قطرة مع الرج حتى الحصول على محلول أصفر فاتح ولا يختف .


8. التفاعل مع HNO_2 : نقطة واحدة من المادة المجهولة السائلة أو بلورة من المادة




9. تكوين صبغة الأزو: يضاف إلى المحلول الناتج من التفاعل مع HNO_2



10. التفاعل مع كاشف لوكس: 1مل من المادة المجهولة السائلة أو بضع بلورات من المادة




11. التفاعل مع مركب هيدروكسيل أمين و FeCl_3 : من المادة المجهولة السائلة أو



ثم يسخن لمدة دقيقتين ثم يضاف حمض الخل المخفف ثم يضاف قطرات من FeCl_3 .

12. التفاعل مع Br_2/CCl_4 :


1. 1مل من المادة المجهولة السائلة أو بضع بلورات من المادة المذابة في



2. 1مل من المادة المجهولة السائلة أو بضع بلورات من المادة الصلبة المذابة في



13. اختبار موليش : 1مل من المادة المجهولة السائلة أو بضع بلورات من المادة



14. اختبار بارافويد : 1مل من المادة المجهولة السائد

+

كاشف بارافويد ثم سخني في حمام مائي.

15. التفاعل مع Fe(OH)_2 : 1مل من المادة المجهولة السائلة أو بضع بلورات من المادة





Created with

تحضير المشتقات Preparation of Derivatives

أولاً: الحموض الكربوكسيلية

مشتق الاميد Amide :


يوضع حوالي 1 غم (2) من المركب العضوي المجهول في دورق مستدير القاع نظيف يضاف 5 مل من مركب كلوريد الثيونيل SOCl_2 بحذر شديد و ثم يسخن الخليط على سخان كهربائي . تخدام المكثف العاكس لمدة 30 دقيقة, بعد أن يبرد الخليط يسكب داخل كأس يحتوي على 15 مل امونيا ويقاس درجة انصهاره.



ثانياً: الكحولات

مشتق 5.3- ثنائي نيتروبنزوات:


يوضع حوالي 1 (2) مركب العضوي المجهول في أنبوبة اختبار نظيفة يضاف حوالي 0.5 5.3- ثنائي نيتروكلوريد البنزويل 3,5-Dinitrobenzoylchloride ثم يسخن الخليط على لهب لدرجة الغليان بلطف , مع الرج داخل خزانة الغازات لمدة خمس دقائق , يبرد الخليط ثم يسكب داخل كأس يحتوي على 10 . يجمع الراسب ويجفف ويقاس درجة انصهاره.



ثالثاً: الالدهيدات والكتونات

مشتق 2,4-dinitrophenylhydrazone :

يوضع حوالي 1 (2) المجهول في أنبوبة اختبار نظيفة وجافة يضاف 4 2,4-DNPH . يجمع يجفف يقاس انصهاره.



مشتق الاكسيم Oxime :


يوضع 0.5 غم من مركب Hydroxylaminehydrochloride داخل دورق مخروطي ثم يضاف 3مل من الماء المقطر ويحرك الخليط حتى الذوبان ثم يضاف 2 % 10 هيدروكسيد الصوديوم ثم يضاف كمية قليلة من المركب العضوي المجهول (إذا لم يذوب يوضع قليلاً من الايثانول) ثم يسخن الخليط على حمام مائي لمدة 10 , يبرد الخليط بالتلج وإذا لم يترسب الناتج يُخدش جدار الأنبوبة بقضيب زجاجي أو يضاف بضع قطرات من الماء. يجمع الراسب ويجفف ويقاس درجة انصهاره.



رابعاً: الاميدات والاسترات

مشتق الحمض الكربوكسيلي:

يوضع حوالي 1 (2) من المركب العضوي المجهول في أنبوبة اختبار نظيفة وجافة ثم يضاف حوالي 3 % 30 هيدروكسيد الصوديوم ثم يسخن الخليط على لهب لدرجة الغليان مع الرج داخل خزانة الغازات لمدة خمس دقائق يبرد الخليط بالتلج ثم يضاف حمض الهيدروكلوريك المركز قطرة قطرة حتى يتكون راسب مع التبريد. يجمع الراسب ويجفف و يقاس درجة انصهاره.




خامساً: الامينات

مشتق الخلآت Acetamide :

(للأمينات الأولية والثانوية)


يوضع 0.5 (1) من المركب العضوي المجهول في أنبوبة اختبار نظيفة وجافة ثم يضاف حوالي 2 مل من بلا ما Acetic anhydride ثم يضاف حمض الخل التلجي ثم يسخن الخليط على لهب بحذر ومع الرج داخل خزانة الغازات لمدة دقيقة, يبرد الخليط ثم يسكب داخل كأس يحتوي على 10 . يجمع الراسب ويجفف و يقاس درجة انصهاره.



مشتق البنزويل Benzamide:

(للامينات الأولية والثانوية)


طريقة عمل هذا المشتق مثل طريقة عمل مشتق الخلات ولكن يوضع Benzoyl chloride



سادساً: الفينولات

مشتق البروم:


يوضع حوالي 0.5 غم من المركب العضوي المجهول داخل كأس ويذوب في كمية قليلة من الكحول، ثم يضاف حوالي 10 مل من محلول البروم المحضر على هيئة دفعات مع التحريك والتبريد بالتلج حتى يتكون الراسب. يجمع الراسب ويجفف ويقاس درجة انصهاره.



سابعاً: مركبات النيترو

مشتق الأمين:


يوضع حوالي 1 غم (2) من المركب العضوي المجهول في ورق مستدير القاع نظيف وجاف ثم يضاف 2 غم من بودرة الزنك ثم يضاف 20 % 10 حمض الهيدروكلوريك قطرة قطرة مع التحريك ثم يسخن الخليط على حمام مائي باستخدام المكثف العاكس لمدة 10، يرشح الخليط وهو ساخن (بالترويق) على ورق مخروطي يحتوي على 10 مل ماء ثم يضاف 30 % هيدروكسيد الصوديوم حتى يذوب هيدروكسيد الزنك. يستخلص الخليط بواسطة 10 يثر، ثم يجفف المحلول ثم يبخر الايثر على حمام مائي. يعمل مشتق للأمين الأولي الناتج كما في مشتق الأمين.



ثامناً: السكريات (الكربوهيدرات)

مشتق الاوزازون:


يوضع 0.5 المجهول في أنبوبة اختبار نظيفة ويذوب في كمية قليلة من الماء ثم يضاف 0.5 غم من فينيل هيدرازين هيدروكلوريد و 0.5 غم من خلات الصوديوم .
الأنبوبة داخل كأس فيه ماء يغلي فوق لهب لمدة 15 دقيقة مع رج الأنبوبة من آن لآخر .
يجمع الراسب ويجفف ويقاس درجة انصهاره.



تاسعاً: الهيدروكربونات العطرية

مشتق النيترو Nitro:


يوضع 4 مل من حمض الكبريت المركز في ورق مستدير القاع ثم يضاف 4 مل من حمض النيتروجين المركز قطرة قطرة مع التحريك داخل خزانة الغازات ثم يضاف 1 2) (من المركب العضوي المجهول ثم يسخن الخليط على حمام مائي فاتر 45⁵ 5 دقائق ثم يسكب الخليط داخل كأس يحتوي على 20 مل ماء مبرد بالتلج . يجمع الراسب ويجفف ويقاس درجة انصهاره.



عاشراً: المركبات الهالوجينية

1- هاليدات الألكيل : مشتق الايثر :

يوضع 0.5 غم من هيدروكسيد الصوديوم و 25 مل من الايثانول في ورق مستدير القاع ثم يضاف 2 غم من بيتا- نافثول ثم يضاف حوالي 2 (4) من المركب العضوي المجهول (إذا كان الهاليد هو الكلور فيضاف 0.5 غم من يوديد البوتاسيوم). يسخن الخليط على سخان كهربائي باستخدام المكثف العاكس لمدة 30 دقيقة داخل خزانة , يبرد الخليط ثم يسكب داخل كأس يحتوي على 75 مل ماء مبرد بالتلج ثم يضاف هيدروكسيد الصوديوم حتى يصبح . يجمع الراسب ويجفف ويقاس درجة انصهاره.



2- هاليدات الأريل :

يستخدم مشتق النيترو كما في مشتق الهيدروكربونات العطرية.

طريقة تحضير المشتق

1- مشتق 5.3- ثنائي نيتروبنزوات:

2 (1) من المركب المجهول في أنبوبة اختبار جافة وأضيفي إليها 0.5
5.3- يثروكلوريد البنزويل ثم سخني على لهب لدرجة الغليان بلطف داخل
اسكبي محتويات الأنبوبة داخل كأس يحتوي على 10
اجمعي الراسب وجففه وسجلي درجة انصهاره ثم اكتبتي معادلة التفاعل .

2- مشتق 2,4-DNPHHydrazone :

1 (0.5) من المركب المجهول في أنبوبة اختبار جافة وأضيفي حوالي
2 2,4-DNPH . اجمعي الراسب وجففه وسجلي درجة انصهاره ثم اكتبتي معادلة
.

3- مشتق الخلات :

ضعي قليلا من المركب المجهول في أنبوبة اختبار جافة وأضيفي 2مل من بلاماء حمض ثم
2 لمدة دقيقة, بردي المحلول ثم اسكبي محتويات
الأنبوبة داخل كأس يحتوي على 10مل ماء مبرد بالتلج . اجمعي الراسب وجففه وسجلي
درجة انصهاره ثم اكتبتي معادلة التفاعل .

4- مشتق البروم :

0.5غم من المركب المجهول داخل كأس وأذيبه في كمية قليلة من الكحول,
أضيفي مع التحريك 10مل من محلول البروم المحضر بردي الخليط بالتلج .
وجففه وسجلي درجة انصهاره ثم اكتبتي معادلة التفاعل .

5- مشتق الأوزازون :

0.5غم من المركب المجهول في أنبوبة اختبار وأذيبه في كمية قليلة من الماء ثم
أضيفي 0.5غم من فينيل هيدرازين هيدروكلوريد و0.5غم من خلات الصوديوم .ضعي
الأنبوبة داخل كأس فيه ماء يغلي فوق لهب لمدة 15 دقيقة مع رج الأنبوبة من آن لآخر .
اجمعي الراسب وجففه وسجلي درجة انصهاره ثم اكتبتي معادلة التفاعل .

الامتحان النهائي لمقرر 347 كيم

امعة الملك سعود

الجزء

كلية العلوم- كيمياء

:	:
---	---

أمامك مركب عضوي مجهول صلب له درجة انصهار () ويحمل الرقم ()
:

1. الصفات الطبيعية:

2. :

المشاهدة	

3. كشف الذوبانية:

--	--	--

4. الاحتمالات الأولية طبقا للذوبانية:

Created with



nitro PDF

professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

.5 :

--	--	--

.6 :

7. تحضير المشتق:

8. اسم المركب المجهول وصيغته البنائية والجزئية:

Created with



nitro PDF

professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

الامتحان النهائي لمقرر 347 كيم

جامعة الملك سعود

الجزء العملي

كلية العلوم- كيمياء

:	:
---	---

أمامك مركب عضوي مجهول سائل له درجة غليان () ويحمل الرقم ()
:

1. الصفات الطبيعية:

2. :

المشاهدة	

3. كشف الذوبانية:

--	--	--

4. الاحتمالات الأولية طبقا للذوبانية:

Created with



nitro PDF

professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with



nitroPDF[®]
created with

professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional