

المعمل السادس

دراسة تأثير اختلاف صور النيتروجين في الوسط الغذائي

على نمو بعض أنواع الطحالب

نستخدم أحد النوعين من الطحالب التالية :

- طحلب الكلوريللا *Chlorella* من الطحالب الخضراء وحيدة الخلية .
- طحلب الفورميدיום *Phormidium* من الطحالب الخضراء المزرقة خيطي الشكل .

الوسط الغذائي المستخدم :

إما BBM أو Chu 10 حيث أن كلاهما مناسب لطحالب المياه العذبة .

طريقة العمل :

1. حضري الوسط الغذائي المتكامل و المحتوي على النترات في صورة نترات صوديوم كمصدر للنيتروجين .
2. حضري نفس الوسط الغذائي مع تبديل النترات بمصدر نيتروجيني آخر و هو الأمونيا في صورة كلوريد الأمونيوم NH_4Cl .
3. حضري نفس الوسط الغذائي بإضافة اليوريا بدلاً من النترات كمصدر نيتروجيني عضوي .
4. حضري نفس الوسط الغذائي بدون إضافة أي مصدر للنيتروجين .
5. حضري دوارق مخروطية معقمة سعة كل منها 250 مل و تقسم إلى مجموعات كالآتي :
 - 4 دوارق تحتوي على الوسط الغذائي + النترات (مصدر N غير عضوي) .
 - 4 دوارق تحتوي على الوسط الغذائي + الأمونيا (مصدر N غير عضوي) .
 - 4 دوارق تحتوي على الوسط الغذائي + اليوريا (مصدر N عضوي) .
 - 4 دوارق تحتوي على الوسط الغذائي خالي من أي مصدر نيتروجيني (N -) .
6. أضيفي إلى كل دورق 5 مل من Stock المزرعة الطحلبية و يكون معلوم تركيز الصبغ أو عدد الخلايا كما هو متبع في كل التجارب .

7. تترك الدوايق في ظروف النمو المثلى بالحضان لمدة 7 أيام ثم تفصل الطحالب من الوسط لاختبار تأثير المعاملات على معايير النمو و سيتم هنا اختيار المحتوى البروتيني كمعيار للنمو و يتم قياسه بالطريقة التي اتبعت في عمل المنحنى القياسي للبروتين .

معلومات هامة :

عند استبدال مصدر نيتروجيني من الوسط بمصدر آخر يراعى أن يكون بنفس تركيز النيتروجين الموجود و ذلك لمراعاة ثبات النسب بين العناصر المختلفة في الوسط الغذائي الواحد .

مثال :

في الوسط الغذائي BBM يتم تحضير محلول نترات الصوديوم كما يلي 10 جم نترات الصوديوم في 400 مل ماء مقطر، و لكي نستبدلها بملح كلوريد الألمنيوم بنفس تركيز النيتروجين نتبع الخطوات التالية :

1. نحسب كمية النيتروجين الموجودة في الملح الأصلي نترات الصوديوم NaNO_3 كما يلي :

$$\text{الوزن الجزيئي لنترات الصوديوم } \text{NaNO}_3 =$$

$$\text{M . wt} = 23 + 14 + (16 \times 3) = 85$$

كل 85 جرام من ملح نترات الصوديوم يحتوي على 14 جم نيتروجين

إذاً :

10 جم من ملح نترات الصوديوم (المستخدمة في الوسط) تحتوي على 14 جم نيتروجين و لإيجاد قيمة س نتبع التالي :

$$14 \text{ جم} \quad \leftarrow \quad 85 \text{ جم}$$

$$\text{س} \quad \leftarrow \quad 10 \text{ جم}$$

$$\text{س} = 14 \times 10 / 85$$

$$\text{س} = 1.65 \text{ جم نيتروجين}$$

1.65 جم هو تركيز النيتروجين المطلوب في اي ملح مستخدم في التجربة .



2. كلوريد الأمونيوم NH_4Cl وزنها الجزيئي =

$$\text{M. wt} = 14 + (1 \times 4) + 35.5 = 53.5$$

ثم نحسب بنفس الطريقة هكذا :

كل 53.5 جم من كلوريد الأمونيوم تحتوي على 14 جم من النيتروجين و كل س جم من كلوريد الأمونيوم تحتوي على 1.65 جم نيتروجين .

$$14 \text{ جم} \leftarrow 53.5 \text{ جم}$$

$$1.65 \text{ جم} \leftarrow \text{س جم}$$

$$\text{س} = 14 / 1.65 \times 53.5$$

$$\text{س} = 6.31 \text{ جم كلوريد الأمونيوم}$$

إذاً :

يوزن 6.31 جم من كلوريد الأمونيوم و تذاب في 400 مل ماء مقطر و تستخدم في الوسط الغذائي .



3. يكرر نفس الشيء بالنسبة لإضافة اليوريا $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ و وزنها الجزيئي =

$$\text{M. wt} = (14 + (1 \times 2))_2 + 16 + 12 =$$

$$(14 + 2)_2 + 16 + 12 =$$

$$((14 \times 2) + (2 \times 2))_2 + 16 + 12 =$$

$$28 + 4 + 16 + 12 = 60$$

ثم نحسب بنفس الطريقة هكذا :

كل 60 جم من اليوريا تحتوي على 28 جم من النيتروجين و كل س جرام من اليوريا تحتوي على 1.65 جرام من النيتروجين .

$$28 \text{ جم} \leftarrow 60 \text{ جم}$$

$$1.65 \text{ جم} \leftarrow \text{س جم}$$

$$\text{س} = 28 / 1.65 \times 60$$

$$\text{س} = 3.54 \text{ جم يوريا}$$

المعمل السابع

تعيين المحتوى البروتيني كميّار للنمو وعمل منحنى قياسي له

يتم استخدام طريقة لوري و آخرون 1951 (Lowry etal, 1951) و يتم فيها استخدام المحاليل الآتية :

❖ المحاليل المستخدمة :

1. 4% هيدروكسيد الصوديوم (4% NaOH 1N) - 20 جم / 500 مل ماء مقطر
2. 2% كربونات الصوديوم (2% Na₂CO₃) - 2 جم / 100 مل ماء مقطر
3. 1% كبريتات النحاس (1% CuSO₄.5H₂O) - 1 جم / 100 مل ماء مقطر
4. 2% ملح روشيل (2% Russel salt) - 2 جم / 100 مل ماء مقطر

❖ طريقة العمل :

1. تفصل الأنسجة من الوسط بعد انتهاء التجربة و تطحن و يضاف لها 5 مل هيدروكسيد الصوديوم العياري و الأنسجة إما جافة أو طرية و تترك في درجة حرارة الغرفة 24 ساعة .
2. يسحب من المحلول الرائق 1 مل في أنبوبة اختبار أخرى و يضاف لها 0.1 مل هيدروكسيد الصوديوم + 0.5 مل 2% كربونات الصوديوم + 0.5 مل خليط من (ملح روشيل و كبريتات النحاس) و يتم خلط الأخير جيداً وقت الاستخدام و إذا تبقى من المخلوط يعدم بعد التجربة و كل مرة يخلط وقت التجربة .
3. اتركي الأنبوبة 10 دقائق في درجة حرارة الغرفة بعد الرج .
4. أضيفي 0.5 مل محلول كاشف فولن المخفف و اتركها لمدة 15 – 30 دقيقة ثم أكملّي إلى حجم (10 أو 15) مل حسب كثافة اللون ثم قيسي الكثافة الضوئية عند طول موجي 700 نانوميتر و اللون المتكون يكون أزرق .
5. احسبي تركيز البروتين باستخدام المنحنى القياسي للبروتين ثم يمكن بعد ذلك حساب النسبة المئوية للبروتين في النسيج كما يلي :

$$\text{النسبة المئوية للبروتين} = \text{وزن البروتين الناتج mg} / \text{وزن الطحلب mg} \times 100$$

6. طبعاً في هذه الحالة تجفف عينة موازية لمعرفة الوزن الجاف لها للحسابات السابقة .

❖ طريقة عمل المنحنى القياسي للبروتين :

1. أذبي 25 ملجم من مادة ألبومين في 50 مل محلول هيدروكسيد الصوديوم (1 N)

2. حضري التركيزات المختلفة الآتية في أنابيب اختبار :

0.0 ug, 50 ug, 100 ug, 200 ug, 400 ug, 600 ug

3. أضيفي المحاليل السابقة بنفس الخطوات المتبعة أعلى ثم قومي بقياس الكثافة الضوئية عند 700 نانومتر

4. ارسمي العلاقة بين التركيزات المختلفة و الكثافة الضوئية لها .

- إذا لم تتوفر مادة Bovin serum albumin يمكن استخدام مادة الببتون لعمل المنحنى القياسي للبروتين بالطريقة الآتية :

1. أذبي 65 ملجم من مادة الببتون في 100 مل ماء مقطر فيكون كل 1 مل يحتوي على 100 ug و يتم عمل التخفيفات الآتية


بالماء المقطر :

0.0 ug, 5 ug, 10 ug, 20 ug, 40 ug, 80 ug, 100 ug

2. أضيفي محاليل الكشف السابقة بنفس الخطوات المتبعة ثم اقرئي على الجهاز عند الطول الموجي 700 نانومتر (اللون

الأزرق غير ثابت لذلك يجب القراءة الفورية و لا يترك لمدة طويلة)

3. ارسمي العلاقة بين التركيزات المختلفة و الكثافة الضوئية لها .



المعمل الثامن

دراسة تأثير تركيز أيون الهيدروجين على نمو الطحالب

يعتبر تركيز أيون الهيدروجين من العوامل الفيزيائية و الكيميائية المؤثرة على نمو الطحالب, و لكل مجموعة من الطحالب أرقام هيدروجينية تفضل النمو فيها و على سبيل المثال تفضل الطحالب الخضراء الأرقام الهيدروجينية المتعادلة أو قليلة الحمضية $pH = 6 - 7$, بينما تفضل الطحالب الخضراء المزرقة الوسط المتعادل أول قليل القاعدية $pH = 7.5 - 9.5$, و طبعاً يؤثر الرقم الهيدروجيني على سلوك الكائن في الوسط و يمكن دراسة كافة معايير النمو لمعرفة هذا و التأثير و لكن سنختار منها قياس نمو الخلايا بقياس الكثافة الضوئية كمعيار لقياس النمو في الكائن.

طريقة العمل :

6. يتم تحضير وسط غذائي مناسب لنمو الطحلب المستخدم في الدراسة (45 مل) في كل دورق مخروطي سعة 250 مل .
7. يتم ضبط pH للوسط لدراسة تأثير اختلاف قيم الـ pH على نمو الكائن حيث تضبط الأرقام الهيدروجينية للوسط كما يلي (4 - 6 - 7.5 - 9) pH و يتم الضبط باستخدام محاليل مخففة لحمض الهيدروكلوريك و هيدروكسيد الصوديوم و ورق الكشف (تباع الشمس) بدقة أو باستخدام جهاز pH meter إذا وجد و أحياناً يستعان بمحاليل منظمة للضبط بدقة .
8. تلقح البيئة بـ 5 مل من العينة الطحلبية المراد دراسة تأثير قيم الـ pH عليها .
9. تحضن الدوايق في الظروف المناسبة للنمو من درجة الحرارة و الإضاءة المناسبة لمدة أسبوع .
10. في نهاية فترة النمو تقاس الكثافة الضوئية للخلايا لتحديد النمو أخذاً في الاعتبار أنه إذا كانت قراءة الجهاز كبيرة فهذا يعني أن النمو قليل بدليل نفاذ كثير من الضوء و العكس صحيح .
11. نسجل النتائج و نقارن بين قيم الـ pH المختلفة على نمو الطحلب و نقارن تأثيرها على نمو الطحالب المختلفة المنماة في نفس النوع من البيئة حيث الرقم الهيدروجيني pH يختلف باختلاف الوسط .
12. دوني ملاحظاتك و علفي عليها و مثلي النتائج بيانياً .

المعمل التاسع

تعيين المحتوى الكربوهيدراتي كمعيار للنمو وعمل منحنى قياسي له

يتم استخدام طريقة دبوس و آخرون 1956 (Dubois et al, 1956) و هي طريقة بسيطة لقياس الكربوهيدرات الذائبة و الثنائية عديدة التسكر .

❖ المحالييل المستخدمة :

1. الفينول (يسيح على حمام مائي) و تأخذي 5 مل + 95 مل ماء مقطر ليعطي 5 % فينول مائي .

2. حمض كبريتيك مركز .

❖ طريقة العمل :

1. تفصل الخلايا عن الوسط الغذائي بالطرد المركزي ثم يضاف حمض الكبريتيك المركز 1 مل في حمام ثلجي و تترك 24 ساعة ثم أكمللي الحجم إلى 7 مل بالحامض نفسه و لاحظي اللون الأسود .
2. نستخدم أنابيب كبيرة الحجم واسعة في التجربة حيث نأخذ 1 مل من الأنبوبة و يخفف وقت العمل مباشرة إلى 25 مل بالماء المقطر مع مراعاة أن هذا التخفيف يختلف باختلاف تركيز السكر في النسيج لذلك يمكن عمل اختبار مبدئي و يمكن تغيير التخفيف حسب نتيجة التجربة .
3. نأخذ 1 مل في أنبوبة واسعة من المحلول السابق و يضاف 1 مل فينول مائي (5%) و تترك 20 دقيقة في حمام مائي درجة 25 م° ثم يترك في درجة حرارة الغرفة ربع ساعة بعد أن تكمل بالحامض المركز 5 مل و يتم القياس عند 490 (بعد أن يعطي اللون اللحمي أو البصلي) و هو لون ثابت لا يتغير مع الوقت .
4. عيني تركيز الكربوهيدرات في العينة باستخدام المنحنى القياسي .
5. يمكن حساب نسبة الكربوهيدرات في العينة كما يلي :

$$\text{النسبة المئوية للكربوهيدرات} = \frac{\text{وزن الكربوهيدرات الناتج mg}}{\text{وزن الطحلب mg} \times 100} \times 11100$$

- عند فصل الخلايا بالطرد المركزي تؤخذ الأنسجة من دورق وتجفف و نوزن ليستخدم وزنها في المعادلات السابقة .

❖ طريقة عمل المنحنى القياسى للكربوهيدرات :

1. أذيني 25 ملجم جلوكوز في 250 مل ماء مقطر يتكون محلول تركيز السكر فيه 100 ملجم لكل 1 مل ونحضر منه التركيزات الآتية :

0.0 ug, 50 ug, 75 ug, 100 ug

2. تعامل التراكيز بالمحاليل السابقة بمعنى يؤخذ 1 مل من كل تركيز ويضاف له 1 مل فينول مائي 5% وترج و تترك لمدة 20 دقيقة في حمام مائي درجة حرارته 25 م° ثم يضاف 5 مل من حمض كبريتيك مركز (الحجم النهائي 7 مل), و رجي بعناية و اتركها لمدة ربع ساعة في درجة حرارة الغرفة ثم قيسي الكثافة الضونية عند 490 طول موجي (اللون اللحمي أو بصلي خفيف) .

3. ارسمي العلاقة بين التركيزات المختلفة و الكثافة الضونية لها .

المعمل العاشر
تثبيت النيتروجين
Nitrogen Fixation

تعتمد فكرة التجربة أساساً على قيام بعض الطحالب الخضراء المزرقمة بعملية تثبيت النيتروجين لاحتوائها على الحويصلات المغايرة التي تتم فيها هذه العملية و لذلك يتم تنمية أحد هذه الطحالب كمثال :

- طحلب *Nostoc* يحتوي على حويصلات مغايرة .
- طحلب *Phormidium* لا يحتوي على حويصلات مغايرة.
- يستخدمان معاً للمقارنة حيث يتم تنمية كل منهما في الوسط الغذائي المناسب الخالي من النيتروجين حتى تسهل المقارنة و يتم الكشف عن المركبات النيتروجينية في السائل بعد فترة النمو المحددة .

❖ المواد المستخدمة :

1. كاشف نسلر Nessler's Reagent :

- و يحضر بإذابة 50 جم من مادة KI يوديد البوتاسيوم في 50 مل ماء مقطر و كذلك يذاب 22 جم من مادة كلوريد الزئبق في $HgCl_2$ في 350 مل ماء مقطر .
- اخلطي المحلولين حتى يكون راسب ثم أضيفي 200 مل من محلول هيدروكسيد الصوديوم 5 عياري (NaOH, 5N) و يحضر هذا بإذابة 200 جم هيدروكسيد / لتر ماء مقطر بعد الرج بعناية يكمل المحلول إلى لتر بالماء المقطر و يوضع في زجاجة مكتوب عليها اسم المحلول .

5. كاشف حمض السلفانيك Sulfanilic acid Reagent :

- يحضر بإضافة 15 مل من حمض الخليك المركز إلى 135 مل ماء حديث الغليان ثم أذيب 0.5 جم من حمض السلفانيك في هذا المحلول و رجي جيداً, و يوضع في زجاجة محكمة الإغلاق في الثلاجة .

6. كاشف ثنائي فينيل أمين Diphenyl amine Reagent :

- يحضر بإذابة 0.5 جم من مادة ثنائي فينيل أمين ($C_6H_5NHC_6H_5$) في 100 مل من حمض الكبريتيك المركز (H_2SO_4) , ثم يرج بحرص شديد .

❖ الكوائن و المواد المستخدمة :

- طحلب *Nostoc sp.* يحتوي على حويصلات مغايرة (مثبت للنيتروجين) .
- طحلب *Phormidium sp.* لا يحتوي على حويصلات مغايرة (غير مثبت للنيتروجين).
- الوسط الغذائي *Watanabae* حيث أنه خالي من النيتروجين و موجود تركيبته في الدرس الأول أو الوسط الغذائي *BBM* بعد استبعاد نترات الصوديوم .

❖ طريقة العمل :

6. نحضر الوسط الغذائي بكميات مناسبة لعدد الدوايق المزروعة و يعقم .
7. يوزع الوسط الغذائي في الدوايق المخروطية سعة 250 مل ثم ترقم و يضاف حقنة متساوية في كل الدوايق مثلاً 5 مل من الكائن الأول و الكائن الثاني في ظروف التعقيم كل على حده .
8. تترك الدوايق فترة النمو (7 أيام على الأقل) في ظروف النمو المثلى (
9. تجرى عملية الكشف على المحلول (الوسط الغذائي) بعد فصله عن النسيج الطحلي للكشف عن وجود المركبات النيتروجينية كما يلي :
- 2 مل من الوسط الغذائي + 2 مل من كاشف نسلر (ظهور اللون البرتقالي أو الأصفر) دليل على وجود الأمونيا .
- 2 مل من الوسط الغذائي + 2 مل من حمض السالفانيك (ظهور اللون الأحمر) دليل على وجود النيتريت .
- 2 مل من الوسط الغذائي + 2 مل من كاشف ثنائي فينيل أمين (ظهور لون أزرق) دليل على وجود النترات .
6. دوني ملاحظتك ثم علقي على النتائج التي حصلت عليها .

ملاحظة هامة :

هناك بعض الطحالب الخضراء المزرقمة يمكنها تثبيت النيتروجين بدون وجود حويصلات مغايرة في ظروف خاصة .