




التجربة (09): اختبارات الكشف عن الالدهيدات و الكيتونات (Aldehyde and ketone).

مقدمة:

الالدهيدات و الكيتونات: هي مركبات عضوية تحتوي على مجموعة الكربونيل CO.








الصيغة الكيميائية	المجموعة الوظيفية	العائلة
	مجموعة كربونيل ألدريد	الألدهيدات
	مجموعة كربونيل كيتون	الكيتونات

تحدث تفاعلات الإضافة على مجموعة الكربونيل  حيث أن ذرة الكربون مهيأة للهجوم النيكلوفيلي.

الهدف من التجربة:

1 الكشف عن الالدهيدات و الكيتونات عن طريق بعض الاختبارات الكيميائية وتمييزها عن المركبات العضوية الأخرى.

المركبات الخاضعة للكشف :

Comp.	1	2	3	4
Name	Formaldehyde	Acetaldehyde	Benzaldehyde	Salicylaldehyde
Mol. Formula.	CH ₂ O	C ₂ H ₄ O	C ₇ H ₆ O	
Mol. Structure.				
Comp.	5	6	7	
Name	Acetone	Acetophenone	Benzophenone	
Mol. Formula.	C ₃ H ₆ O	C ₈ H ₈ O	C ₁₃ H ₁₀ O	
Mol. Structure.				

طرق الكشف عن الألدهيدات والكيونات :

أ الصفات الفيزيائية:

Comp.	Formaldehyde	Acetaldehyde	Benzaldehyde	Salicylaldehyde
State of matter	Gas = Liquid	Liquid	Liquid	Liquid
Color	Colorless	Colorless	Colorless	Colorless
Smell	رائحة نفاذة ويستخدم في التحنيط لحفظ الجثث	رائحة التفاح الفاسد.	رائحة اللوز المر.	رائحة الفينول
Comp.	Acetone	Acetophenone	Benzophenone	
State of matter	Liquid	Liquid	solid	
Color	Colorless	Colorless	white	
Smell	رائحة مميزة	غير مميزة	غير مميزة	

ب التجارب الكيميائية:

1 الذوبانية والامتزاج الحمضية:

يجرى هذا الاختبار بنفس الطريقة كما في المعمل رقم 8.

2 مع كاشف شيف:

يطبق على جميع المركبات (1-7)، وهو مميز لمجموعة الكربونيل.

1 ml من المادة + 1 ml من كاشف شيف.

الألدهيدات التي تذوب في الماء : تعطي لون بنفسجي محمر

الألدهيدات التي لا تذوب في الماء : تعطي لون بنفسجي محمر بعد نصف ساعة تقريباً.

الكيونات التي تذوب في الماء: تعطي لون بنفسجي محمر.

الكيونات التي لا تذوب في الماء : تعطي لون بنفسجي محمر بعد فترة طويلة لذلك تعتبر لا تعطي نتيجة.



3 تفاعلات الإضافة لمجموعة الكربونيل مع 2,4-dinitro phenyl hydrazine :

هو تفاعل مميز لمجموعة الكربونيل ويختصر اسم الكاشف بـ 2,4-DNPH

الطريقة: 1ml من المادة + 1ml من الكاشف 2,4-DNPH : يعطي راسب اصفر برتقالي مع جميع

المركبات لكن مع مركب 4 نحتاج إضافة ماء قبل الكاشف ليعطي راسب اصفر برتقالي أما المركب (7) فيتم

إذابة في الايثانول و من ثم يضاف الكاشف ويتم التفاعل حسب المعادلة.



4 تفاعل الأكسدة (للتفريق بين الألدهيدات والكيثونات) :

هذا الاختبار يعطي نتيجة مع الألدهيدات فقط حيث تتأكسد إلى أحماض كربوكسيلية بينما الكيثونات لا تتأكسد ويتم تفاعل الأكسدة بأكثر من كاشف.

أ اختبار تولن :

كاشف تولن عبارة عن محلول الفضة النشادري $Ag(NH_3)_2^+$ حيث يختزل ايون الفضة إلى الفضة المعدنية التي تنفصل على هيئة مرآة.

الطريقة: يتم تحضير الكاشف عن طريق: (1) إضافة قطرتين من $AgNO_3$ في أنبوبة + قطرات من 10% NaOH حتى يتكون راسب اسود ثم يذاب هذا الراسب بالأمونيا NH_4OH مع الرج حتى يختفي اللون الأسود تماماً.

(2) أضيفي في أنبوبة أخرى 1 ml من الالدهيد + 1 ml من الكاشف مع التسخين على حمام مائي حتى يظهر راسب أسود أو رمادي عند تكون المرآة الفضية على جدران الأنبوبة.

ملاحظات :

يجب عدم الرج في الحمام المائي حتى تتكون المرآة الفضية.

عند ظهور المرآة الفضية على البارد لا حاجة إلى تسخين الأنبوبة.

بعد الانتهاء من التجربة تغسل الأنبوبة بـ conc.HCl للتخلص من آثار المرآة الفضية (تغسل فور انتهاء التجربة)

كاشف تولن يعطي نتيجة ايجابية مع جميع الالدهيدات و لا يعطي نتيجة مع الكيثونات الا أنه يعطي نتيجة مع الالاسيتون لذلك يعتبر التفاعل مع كاشف تولن تفاعل غير صادق.

ب اختبار فهلنج :

فهلنج A : عبارة عن كبريتات النحاس $CuSO_4$ مذابة في NaOH (ازرق فاتح).

فهلنج B : عبارة عن نترات الصوديوم والبوتاسيوم مذابة في NaOH (عديم اللون).

الطريقة: (1ml من فهلنج A + 1ml من فهلنج B) + 1ml من المركب من ثم يسخن على حمام مائي نلاحظ تغير اللون من الأزرق إلى الأخضر بدرجات حتى نحصل على راسب بني محمر (Cu_2O) أو مرآة نحاسية.

النتيجة:

مركب (1,2) يعطي النتيجة بسهولة.

مركب (3) يحتاج أن يترك لفترة طويلة في حمام مائي مع الرج حيث توضع الأنبوبة في كأس به ماء على اللهب حتى يعطي راسب أحمر.

مركب (4) صعب الاختزال حتى مع اللهب لوجود التزاحم الفراغي حيث أن مجموعة الهيدروكسيل في الوضع اورثو لمجموعة CHO لذا لا يتكون راسب.

5 التفاعل مع 30% NaOH :

يجرى للألدهيدات فقط.

يوجد نوعان من الألدهيدات:



1 الدهيدات تحتوي على $\alpha-H$ مثل مركب (2) و يحدث لها تفاعل يسمى تكاثف ألدول (aldol).

2 الدهيدات لا تحتوي على $\alpha-H$ مثل مركب (1,3,4) و يحدث لها تفاعل يسمى كانيزارو (canzaro).

الطريقة: 1ml من الأدهيد + 1 ml من 30% NaOH .

مركب (2) يعطي مادة رانتيجية صفراء مثل الصمغ وإذا لم يظهر الراسب يسخن على الحمام المائي.

مركب (1,3,4) تفاعل كانيزارو وهو عبارة عن أكسدة و أختزال ذاتي لذا يحدث التفاعل على جزيئين من المركب.



6 تجارب خاصة لمركبات المحتوية على شق اسيتيل (2,5,6):

أ اختبار اليودوفورم:

الطريقة: 1ml من المركب + 1ml من هيدروكسيد الصوديوم المخفف يدفئ على حمام مائي ثم يضاف اليه اليود قطرة قطرة

مع الرج جيداً حتى تتكون عكارة صفراء أو بيضاء مصفرة ثم يتم إضافة كمية زائدة من اليود حتى تثبت العكارة.

في هذا الاختبار يتم تكوين CHI_3 مركب صلب ذو رائحة كريهة. و يعطي هذا الاختبار نتيجة ايجابية مع:

الايثانول و الكحولات الثانوية بالإضافة للمركبات التي تحتوي على شق اسيتيل $\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-$ acetyl.

Comp.	1	2	3	4
Name	Formaldehyde	Acetaldehyde	Benzaldehyde	Salicylaldehyde
Iodoform test	(-ve)	(+ve)	(-ve)	(-ve)
Comp.	5	6	7	
Name	Acetone	Acetophenone	Benzophenone	
Iodoform test	(+ve)	(+ve)	(-ve)	

2 اختبار Na-nitro prusside :

الطريقة: أ) جهزي انبويتين : 1. الانبوية الأولى: يضاف اليها بلورة من الكاشف وتذوب في الماء

2. الانبوية الثانية: 1 ml من المادة + NaOH 10% .

ب) تضاف محتويات الأنبوية الأولى على الثانية و يتكون لون أحمر غامق.

هذا الاختبار يعطي نتيجة في حالة المركبات المحتوية على شق أسيتيل (CH₃CO-) acetyl group .

7 اختبار خاص بمركب (Salicylaldehyde) التفاعل مع FeCl₃ :

مميز لمركب (4)، الطريقة : 1 ml من مركب (4) + قطرات من FeCl₃ + 2 ml من الماء حيث يعطي لون بنفسجي

(مركب 4 عبارة عن فينول عليه مستبدل CHO وكما هو معروف أن الفينول يعطي لون بنفسجي مميزة مع الـ FeCl₃)

ويمكن استخدام هذا الاختبار للفرقة بين المركبين (3,4).

8 اختبارات خاصة بمركب (Formaldehyde):

1 تكوين المرآة النحاسية:

1 ml من الفورمالدهيد + 1 ml من فهلنج A + 1 ml من فهلنج B + قطرات من AgNO₃ + التسخين على حمام مائي.

نشاهد تكون مرآة نحاسية لونها أحمر على جدار الأنبوية.

2 التفاعل مع Salicylic acid:

1 ml من الفورمالدهيد + كمية قليلة من الـ Salicylic acid ثم يضاف على جدار الأنبوية و يحذر قطرات من conc.

H₂SO₄ حيث يعطي لون أحمر قرمزي.

تقرير المعمل Laboratory Report

التاريخ:

الاسم:

التجربة:

الاستنتاج	المشاهدة	الاختبار	المركب

تقرير المعمل Laboratory Report

التاريخ:

الاسم:

التجربة:

الاستنتاج	المشاهدة	الاختبار	المركب

تقرير المعمل Laboratory Report

التاريخ:

الاسم:

التجربة:

الاستنتاج	المشاهدة	الاختبار	المركب

تقرير المعمل Laboratory Report

التاريخ:

الاسم:

التجربة:

الاستنتاج	المشاهدة	الاختبار	المركب