

**التجربة (10): اختبارات الكشف عن الأمينات و مركبات النيترو (Amine and nitro compounds).**

**مركبات سامة للغاية بلا استثناء وبعضها مسبب للسرطان**

**مقدمة:**

الأمينات: هي مركبات النيتروجين القاعدية والتي تحتوي على مجموعة الأمين التي يمكن أن ترتبط بمجموعة أو أكثر من مجاميع الألكيل. وهي تصنف حسب المجموعة المتصلة بالنيتروجين إذا كانت اليقاتية تسمى أمينات اليقاتية، و إذا كانت عطرية تسمى أمينات عطرية.


**وتصنف الأمينات إلى:**

- أمينات أولية: حيث ذرة نيتروجين مرتبطة بمجموعة واحدة.
- أمينات ثانوية: حيث ذرة النيتروجين مرتبطة بمجموعتين.
- أمينات ثلاثية: حيث ذرة النيتروجين مرتبطة بثلاث مجاميع.

**الهدف من التجربة:**

- الكشف عن الأمينات ومركبات النيترو عن طريق بعض الاختبارات الكيميائية وتم ييزها عن المركبات العضوية الأخرى.

**أولاً: الأمينات الخاضعة للكشف:**

Comp.	1
Name	Aniline
Mol. Formula.	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> N
Mol. Structure.	

**طرق الكشف عن الأمينات:**

أ- الصفات الفيزيائية:

١. الحالة: سائل.
٢. اللون:
٣. الرائحة: رائحة السمك الميت.

ب- التجارب الكيميائية:

### 1- الذوبانية و الامتزاج:

يجرى هذا الاختبار كما في المعمل رقم (07).


### 2- اختبار الـ $FeCl_3$ :

**الطريقة:** تذوب كمية بسيطة جداً من الأمين في 10% HCl حتى تذوب تماماً مكونة أملاح الأمين + 1ml من  $FeCl_3$  يعطي لون مميز على البارد وان لم يعطي نسخن.  
مركب 1: لون اخضر أو ازرق أو اخضر مزرق.

### 3- تأثير حمض النيتروز:

$HNO_2$  حمض غير مستقر لذلك يحضر أثناء التفاعل من ( 20%  $NaNO_2$  + 10% HCl ).  
يستخدم هذا التفاعل للتفريق بين الأمينات الأولية والثانوية و الثالثية، حيث يتفاعل حمض النيتروز مع الأمينات العطرية الأولية ليعطي ملح ثنائي النيتروجين ( Diazonium salt ) ، الأمينات العطرية الثانوية تعطي مركبات ثانوية صفراء زيتية القوام هي ( N-nitroso amine ) ، الأمينات العطرية الثالثية تعطي مركبات صلبة حمراء هي مشتقات ( p-nitroso ) التي تتحول في وجود هيدروكسيد الصوديوم إلى بلورات خضراء.

**الطريقة:** تذوب كمية بسيطة جداً من الأمين (قطرة واحدة فقط) في 10% HCl حتى تذوب تماماً + خمس قطرات  $NaNO_2$  تضاف نقطة نقطة إلى أن يحدث فوران بسيط ويظهر محلول لونه اصفر رائق (شفاف).  
ملاحظة: توضع الأنبوبة في الحمام الثلجي عند اضافة نيتريت الصوديوم ( $NaNO_2$ ).  
الأمينات الأولية : تعطي محلول صافي مائل للصفرة.




### 1-3: تفاعلات خاصة بملح ثنائي النيتروجين (الديازونيوم) المكون من الأنيلين:

بعد تكوين ملح الديازونيوم نقسمه إلى ثلاثة اقسام:


#### 1-3-أ: تكوين صبغة الأزو:

**الطريقة:** نأخذ أنبوبتين الأولى فيها ملح الديازونيوم والأخرى فيها (  $\beta$ -Naphthole مذاب في 10% NaOH ) ثم نضيف الأنبوبة الأولى على الثانية فيعطي لون أحمر طوي زاهي .  
ملاحظة: تتم الاضافة في الحمام الثلجي.



### 3-1-ب: التحلل المائي:


1ml من ملح الديازونيوم + ماء والتسخين على الحمام المائي : يعطي رائحة فينول.




( لايسمح للطالبة بشم الروائح لوجود النيتروجين وهو خطير )

### 3-1-ج: التفاعل مع كلوريد القصدير في وجود هيدروكسيد الصوديوم:

الطريقة: نأخذ كمية قليلة من كلوريد القصدير (  $\text{SnCl}_2$  ) + 1ml من 10% NaOH: راسب ابيض جيلاتيني من تكون  $\text{Sn(OH)}_2$  يذاب الراسب بإضافة زيادة من 10% NaOH حتى نحصل على  $\text{Na}_2\text{SnO}_2$  وهو Sodium stannite حسب المعادلة:




يضاف 1 ml من المحلول المتكون على 1ml من ملح الديازونيوم مع التسخين على الحمام المائي حيث تتصاعد رائحة البنزين و يتكون لون بني .



( لا يسمح للطالبة بشم الروائح لوجود النيتروجين وهو خطير )

### 4- التفاعل مع $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$ :

الطريقة: 1ml من الأنيلين + قطرات من ماء البروم، يختفي لون البروم البني ويتكون مستحلب ابيض.



ثالثاً: مركبات النيترو:

المركبات الخاضعة للكشف:

Comp.	1
Name	Nitro methane
Mol. Formula.	$\text{CH}_3\text{NO}_2$
Mol. Structure.	

**طرق الكشف عن مركبات النيترو :**

أ- الصفات الفيزيائية:

أولاً: الحالة: المركب : سائل.

ثانياً: اللون:

ثالثاً: الرائحة: غير مميزة.

**ب- التجارب الكيميائية:****1- الذوبانية و الامتزاج:**

يجرى هذا الاختبار كما في المعمل رقم(07).

**2- اختزال مجموعة النيترو:**

يتم الكشف عن مجموعة النيترو عن طريق اختزالها إلى مجموعة الأمين بواسطة  $HCl \setminus Zn$  الطريقة: 1ml من المركب + 1ml من dil.HCL + قطع من فلز الزنك مع التسخين على الحمام المائي، يختفي لون المركب دليل على تحوله إلى أمين.





