

التجربة (11): اختبارات الكشف عن الأحماض الكربوكسيلية (Carboxylic acid).

مقدمة:

الأحماض الكربوكسيلية: مركبات عضوية تتميز بوجود مجموعة الكربوكسيل (COOH).

تنقسم الأحماض الكربوكسيلية الى:




أحماض كربوكسيلية أليفاتية.

أحماض كربوكسيلية اروماتية.

الهدف من التجربة:

الكشف عن الأحماض الكربوكسيلية عن طريق بعض الاختبارات الكيميائية وتمييزها عن المركبات العضوية الأخرى.

المركبات الخاضعة للكشف:

Comp.	Aliphatic carboxylic acid			Aromatic carboxylic acid		
	1	2	3	4	5	6
Name	Acetic acid	Oxalic acid	Citric acid	Benzoic acid	Phthalic acid	Salicylic acid
Mol. formula	C ₂ H ₄ O ₂	C ₂ H ₂ O ₄	C ₆ H ₈ O ₇	C ₇ H ₆ O ₂	C ₈ H ₆ O ₄	C ₇ H ₆ O ₃
Mol. Structure	CH ₃ COOH	$\begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{COOH} \\ \\ \text{HO}-\text{C}-\text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2\text{COOH} \end{array}$			

طرق الكشف عن الأحماض الكربوكسيلية :

أ الصفات الفيزيائية:


Comp.	Acetic acid	Oxalic acid	Citric acid	Benzoic acid	Phthalic acid	Salicylic acid
State of matter	Liquid	Solid	Solid	Solid	Solid	Solid
Color						
Smell	رائحة الخل.	غير مميزة.	غير مميزة.	غير مميزة.	غير مميزة.	غير مميزة.

ب التجارب الكيميائية:

1 الذوبانية و الامتزاج الحمضية:

يجرى هذا الاختبار بنفس الطريقة في المعمل رقم 8.

المعادلات الخاصة باختبار قوة الحمضية:



2 اختبار FeCl₃:

يطبق على جميع المركبات (1 6)، يجب عمل محلول متعادل للحمض قبل بدء التجربة لجميع المركبات عدا المركب 6 لأنه بدون مجموعة الكربوكسيل عبارة عن فينول والفينول ذو حمضية ضعيفة لذا نفاعله مباشرة مع FeCl₃ ليعطي لون بنفسجي (لون الـ FeCl₃ مع الفينول).

طريقة تحضير المحلول المتعادل:

1ml او 1gm من المادة في كأس مع ورقة تباع شمس حمراء + dil.NH₄OH حوالي 10ml حيث تضاف تدريجياً حتى تتحول ورقة تباع الشمس إلى اللون الأزرق ثم نتوقف عن الإضافة بعدها يتم التسخين على لهب حتى تختفي رائحة الأمونيا أي حتى يجف الكأس تقريباً بحيث لا يحترق فنلاحظ أن ورقة تباع الشمس تعود إلى اللون الأحمر نتيجة تكون الملح (ملح الأمونيا للحمض) ثم يبرد الكأس ويوضع قليل من الماء المقطر بهذا نكون قد حصلنا على المحلول المتعادل للحمض.


نأخذ كمية من المحلول المتعادل لـ 1,2 + 1ml من FeCl₃

مركب 1: لون احمر دموي (عند تكون راسب بني محمر " لون Fe(OH)₃" فهو نتيجة لعدم التخلص من الأمونيا بشكل جيد) وإذا أضيف على اللون الأحمر الدموي ماء مع التسخين على الحمام المائي يتكون راسب بني.

مركب 2,3: لون أصفر ليموني (وبما أن FeCl₃ أصفر لذا يجب عمل مقارنة لونه بلون الناتج وذلك عن طريق عمل محلول بلانك أي نأخذ نفس كمية المحلول المتعادل ماء مقطر + FeCl₃ بحيث يكون لون ناتج 2,3 أعمق من لون البلانك) ، مركب 2 : يعطي لون أصفر بدون معادلة).

مركب 4,5: راسب لحمي (عند تكون راسب بني محمر وهي لون Fe(OH)₃ فهو نتيجة لعدم التخلص من الأمونيا بشكل جيد)

مركب 6: (بدون معادلة) يعطي لون بنفسجي (لون الـ FeCl₃ مع الفينول).




3 اختبار $\text{Conc.H}_2\text{SO}_4$ (يجب أن تكون الأنبوبة جافة ولا بد من لبس النظارة):

يستخدم للتفريق بين 1 و 2 و 3


الطريقة : كمية قليلة من الحمض + 3 نقاط من $\text{C.H}_2\text{SO}_4$ مع التسخين على الحمام المائي :

مركب 1 : لا يحدث تفاعل ولكن رائحة الخل تزداد.

مركب 2 : يحدث فوران شديد نتيجة تصاعد غاز CO , CO_2 (لا يجرى التفاعل لمركب 2 لصعوبته).



مركب 3 : فوران شديد + محلول لونه أصفر نتيجة تكون المركب التالي:



4 التفاعل مع CaCl_2 :

هذه تجربة خاصة لمركب لـ 2، 3 (لا بد من عمل المحلول المتعادل للحمض) .

الطريقة : كمية من المحلول المتعادل + CaCl_2 :

مركب 2 : راسب أبيض في الحال.

مركب 3: يتكون راسب أبيض بعد الغليان على اللهب وحك جدار الأنبوبة مع المحلول بساق زجاجية .

5 تجربة مميزة لمركب 3:

1 ml من المحلول المركز للحمض (أي ملعقة من الحمض (3) وتذوب في اقل كمية ممكنة من الماء) + نصف مل من

$\text{dil. H}_2\text{SO}_4$ + 2 نقطة من KMnO_4 + التسخين على حمام مائي لدرجة الغليان ،


نلاحظ زوال لون البرمنجنات وتكون راسب أبيض.

6 تجربة مميزة لمركب (2 Oxalic acid) Acidic KMnO_4 :

كمية من الحمض + 1ml من $\text{dil. H}_2\text{SO}_4$ + 0.5 ml من KMnO_4 + التسخين على حمام مائي ، نلاحظ زوال لون

البرمنجنات.

7 تكوين الأستر:




الطريقة: كميات متساوية من الحمض 3 + الكحول (الميثانول) + 2 قطرة من $Conc.H_2SO_4$ + التسخين على حمام مائي لمدة خمس دقائق ثم نبرد ثم نسكبه في كأس به حوالي 10ml من كربونات الصوديوم (ملعقة من كربونات الصوديوم تذاب في 1ml من الماء المقطر): يتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون محمل برائحة الأستر (رائحة الفكس).

فائدة كربونات الصوديوم: تتفاعل مع الحمض المتبقي فيتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون محمل برائحة الأستر.

8 تجربة خاصة لمركب (phthalic acid):

الطريقة:



في أنبوبة جافة توضع كميات متساوية من phthalic acid و Resorcinol + 2-3 نقاط من $conc.H_2SO_4$ ثم التسخين مباشرة على اللهب حتى تنصهر تماماً ثم تسكب في كأس به حوالي 10 ml من $10\% NaOH$ + 5 ml من الماء المقطر: نلاحظ تكون لون أحمر مع أخضر فسفوري.

