

## الترحيل الكهربائي في هلام الأجاروز Agarose gel electrophoresis

**ملاحظة:** إن صبغة بروميد الاثيديوم هي مادة مطفرة معروفة, ويجب أن تعامل كمادة كيميائية خطيرة – لذا يجب لبس القفازات عند التعامل مع هذه المادة.

جهاز الـ transilluminator, والذي يعرف أيضاً بجهاز الأشعة فوق البنفسجية UV lightbox, يتيح الجهاز رؤية قطع الـ DNA المصبوغة بصبغة بروميد الاثيديوم في الجل.

**ملاحظة:** يجب استعمال واقيات للعين عند مشاهدة جزيئات الـ DNA بهذا الجهاز, وذلك لحماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية

### الأدوات:

فلاسكة 500 مل – مخبر مدرج- Micropipette ماصات دقيقة (كلبسات لكل ماصة)  
اجاروز- محلول الترحيل الترحيل 0.5x TBA - ماء مقطر- منظم التحميل Loading buffer  
bromophenol blue dye (بروموفينول بلو + سكروز)- بروميد الإثيديوم 2.5 µl ethidium bromide -2.5  
عينات الـ DNA المستخلصة

### الاجهزة:

ميزان – ميكرويف - جهاز gel electrophoresis - جهاز الطاقة

### طريقة العمل

- تلبس القفازات
- يوزن 2 جرام من الاجاروز وتوضع في الفلاسكه ويضاف إليها المنظم 0.5x TBA 100 مل ثم تمزج وتدخل الميكرويف إلى درجة الغليان (2-1.5 دقيقة) حتى يصبح لونها شفاف.
- نبرد المحلول إلى درجة حرارة تقريبا -60°C, تضاف صبغة بروميد الإثيديوم 2.5 µl ethidium bromide, وتمزج **(المادة خطيرة ومسرطنة ويجب استخدام كبنينة سحب الهواء عند إضافتها- والحوامل تبتعد عنها بسبب انه مادة مطفرة)** تم ننتظر حتى تقل درجة حرارتها إلى حوالي 45م
- يجهز وعاء صب الجل gel casting tray, والذي يتوفر بأحجام متعددة, ويوضع المشط في مكانه( بحيث لا يكون قريب من السطح السفلي حتى لا يحدث تمزق عند نزع وتتسرب العينة أسفل الجل بارتفاع 0.5 – 1.0 mm ) ويثبت على الحامل البلاستيكي . و الجل سائل(ساخن قليلاً) يصب بهدوء حتى لا تتكون فقاعات(حتى لا تعيق مرور قطع DNA). يكون سمك الجل ما بين 3 mm إلى 5 mm.
- يترك حتى يتماسك تماماً ,بعدها تزال الأمشاط و الحامل تم ينقل على حوض الرحلان بحيث تكون جهة الحفر إلى القطب السالب .
- يعبئ الحوض بالمحلول المنظم 0.5x TBA حتى يغطي الحفر تماماً 1mm .

- تجهز عينة الـ DNA بإضافة DNA 7µL + 3 µL من (Loading buffer) bromophenol blue dye وتمزج جيدا .
- تحمل العينة باستخدام الماصة الدقيقة في الحفر المخصصة .
- تكون أول حفرة
- يوضع الغطاء ويوصل جهاز الطاقة على فولت 80 لمدة 45 دقيقة. لبدا عملية الترحيل الكهربائي ( يجب مشاهدة الفقاعات الصغير من الأقطاب التي تدل على عمل جهاز الطاقة)
- بعد انتهاء الترحيل الكهربائي, يغلق جهاز الطاقة وتنزع الأقطاب , يرفع الغطاء . يحمل وعاء صب الجل ويوضع في وعاء التصبيغ ببروميد الاثيديوم. باستخدام جهاز UV transilluminator , يتم مشاهدة عينات الـ DNA وهي مصبوغة بصبغة بروميد الاثيديوم. باستخدام طول موجي 300-360 nm. (مراعاة استخدام القفازات في كل الخطوات ) .

**هناك العديد من الطرق المستعملة لقياس نقاوة DNA في العينة منها:**

**جهاز المطياف الضوئي spectrophotometer**

تقاس نقاوة الأحماض النووية عند طول موجي 260 و 280

= 260 مقسمة على 280 وتسجل القراءة

**طريقة العمل:**

- (1) يصفر الجهاز بواسطة المحلول المنظم المستخدم في حفظ محلول الاحماض النووية المرسب بوضع 1 مل منه لوحده في cuvette .
- (2) تغسل الكيوفيت بالماء المقطر وتوضع 1 مل من محلول الاحماض النووية المراد قياسه وتقاس الامتصاصية على 280 ثم تقاس على 260 .
- (3) لمعرفة تقدير نقاوة الـ DNA في المحلول تطبق المعادلة :

**تقدير نقاوة الـ DNA**

$$\text{Purity of DNA} = \frac{\text{O.D}_{260}}{\text{O.D}_{280}} \geq 1.8$$

أي تحسب امتصاصية عينة الـ DNA عند الطول الموجي 260 نانومتر ثم تحسب الامتصاصية للعينة نفسها عند الطول الموجي 280 نانومتر وبعد قسمة الامتصاصية الاولى على الثانية يجب ان يكون الناتج اكبر من او يساوي 1.8 واذا كان اقل فهذا يعني ان العينة غير نقية وتحتاج تنقية او اعادة استخلاص.