

الكيمياء الحيوية العامة (كيج ١٠١)

المعمل (٤): البروتينات (٢) **Proteins**

Emtenan Alkhudair

Office: Building 5, 3rd floor, Office No. 269

E.mail: Ealkhudair@ksu.edu.sa


Website: [Http://fac.ksu.edu.sa/ealkhudair](http://fac.ksu.edu.sa/ealkhudair)

التقدير الكمي للبروتين (Quantitative Estimation of Proteins)


تقدير البروتينات كميًا يساعد على:

- ١- معرفة التراكيز القياسية لبروتينات معينة
- ٢- له دلالات تشخيصية عند ارتفاع أو انخفاض تركيز البروتينات عن المستوى الطبيعي
- ٣- له أهمية في معرفة المحتوى البروتيني للعينات الغذائية


- تعتبر مقدرة الجزيئات على امتصاص أطيف الضوء من أكثر الطرق الكيموحيوية المستخدمة في تقدير كميات الجزيئات في محاليلها.
- من هذه الجزيئات المهمة على مستوى الخلية الحية هي البروتينات التي لها القدرة على الامتصاص الضوئي لوجود بعض الأحماض الأمينية الحلقية العطرية (فينيل ألانين - تيروسين - تربتوفان).
- هناك أجهزة خاصة لقياس امتصاص الطيف الضوئي تسمى سبكتروفوتوميتر (*spectrophotometer*) يمكن من خلالها تقدير امتصاص البروتينات عند طول موجي معين.



Phenylalanine




Tyrosine



Tryptophan



جهاز سبكتروفوتوميتر (spectrophotometer)



طريقة بيوريت لتقدير تركيز البروتين (Biuret Test)


- اختبار عام على البروتينات، يهدف هذا الاختبار للكشف عن وجود البروتينات في العينة ويمكن استخدامه كاختبار كمي أو نوعي للبروتينات.

النظرية العلمية للاختبار:


عند معالجة البروتين بمحلول كبريتات النحاس في وسط قاعدي فإن أيون النحاسيك يكون معقداً **بنفسجياً** مع الرابطة الببتيدية في البروتين ويسمى معقد **بيوريت** و يمكن قياس الامتصاص الضوئي له عند 540nm.

ملاحظة:

كلما زاد تركيز العينة ← **زادت كثافة اللون** ← قيمة امتصاص عالية. (ما نوع العلاقة؟)



- **المنحنى القياسي:** هو منحنى يعكس العلاقة بين تراكيز معلومة لمادة معينة (بروتين) والامتصاص الضوئي لهذه التراكيز عند طول موجي معين.
- يجب إجراء منحنى قياسي (standard curve) لبروتينات معلومة التراكيز وذلك لاستخدامه في تقدير البروتينات مجهولة التراكيز.
- يمكن من **المنحنى القياسي** حساب تركيز البروتينات المجهولة بمعرفة مقدار الامتصاص الضوئي لها.



يظهر المنحنى علاقة طردية (خطية) بين تركيز البروتين و الامتصاص الضوئي.
(كلما زاد التركيز ← كلما زاد الامتصاص)
(لماذا؟)

الجزء العملي



الأهداف:

1. التقدير الكمي للبروتينات باستخدام اختبار بيوريت.
2. إيجاد تركيز عينة مجهولة باستخدام المنحنى القياسي للتركيز (بدلالة قيمة الامتصاص).

تخفيفات لبروتين
تركيزه
(5g/L)

طريقة العمل:

جهزي 8 أنابيب اختبار واتبعي الجدول التالي :

رقم الانبوبة	ماء مقطر (مل)	المحلول القياسي (٥ جرام /لتر)	العينة ذات التركيز المجهول (مل)	كاشف بيوريت (مل)	التركيز النهائي جرام /لتر
Blank	2	-	-	3 ml	0
1	1.6	0.4	-		1
2	1.2	0.8	-		2
3	1	1	-		2.5
4	0.8	1.2	-		3
5	0.6	1.4	-		3.5
6	0.4	1.6	-		4
العينة ذات التركيز المجهول	-	-	٢		??

- دعي الأنابيب في الحامل لمدة عشر دقائق عند درجة حرارة الغرفة.

اقرئي الامتصاص عند 540 nm .

-ارسمي منحنى قياسي يوضح العلاقة بين تركيز البروتين (المحور السيني) و الامتصاص الضوئي (المحور الصادي) من خلال برنامج الإكسيل.

تدرج الألوان يبدأ من اللون الأخر (التركيز الأقل) وينتهي باللون الغامق (التركيز الأعلى)




التركيز الأقل



التركيز الأعلى

النتائج:

- استنتج من الرسم البياني تركيز محلول البروتين المجهول وذلك بمعلومية الامتصاص الضوئي له.




رقم الانبوبة	قيم الامتصاص عند 540 nm	التركيز النهائي جرام /لتر
1		1
2		2
3		2.5
4		3
5		3.5
6		4
العينة ذات التركيز المجهول	?

ملاحظة:

- إذا لم يرد عمل منحنى قياسي (وهي طريقة غير دقيقة) نكتفي بتحضير محلول بروتيني قياسي واحد فقط ثم نستخدم المعادلة الحسابية التالية لحساب تركيز محلول بروتيني مجهول:

• مثال:

نفرض أن المحلول القياسي تركيزه (50 g/l) وامتصاصه الضوئي 1.5 والامتصاص الضوئي للعينة المجهولة 0.9 ، كم تركيز العينة المجهولة ؟



$$\underline{30 \text{ g/l}} = \frac{50 \times 0.9}{1.5} = \leftarrow \text{تركيز العينة المجهولة}$$

الأسئلة:

- 1- ما نوع العلاقة بين تركيز البروتين و الامتصاص الضوئي له ؟
- 2- قارني بين قيمة تركيز البروتين المجهول المستنتجة بواسطة المنحنى القياسي و المعادلة الحسابية؟ و أيهما أدق في النتيجة؟ ولماذا؟

تم بحمد الله....
