

تحضير مركب البولي ستايرين Polystyrene Synthesis

Aim of experiment

الهدف من التجربة

تحضير مركب البولي ستايرين عن طريق بلمرة بالإضافة.

1-Theoretical Principle

١- المبدأ النظري

ستايرين مركب عضوي وهو سائل عديم اللون وسهل التبخر. يدخل في بعض تفاعلات البلمرة لتحضير بوليمرات مثل بوليمر البولي ستايرين. البولي ستايرين (PS) هو بوليمر يتم تحضيره عن طريق بلمرة بالإضافة باستخدام مونيمر ستايرين. يعد البولي ستايرين واحد من أكثر المواد البلاستيكية المستخدمة على نطاق واسع، على سبيل المثال تدخل استخداماته في التعبئة والتغليف، والعزل في المباني وكذلك صناعة الصواني وأدوات المائدة وغيرها من التطبيقات.

2-The experimental

٢- الطريقة العملية

٢-١ المواد الكيميائية:

- ستايرين styrene.
- بيروكسيد البنزويل (BPO) Benzoyl peroxide.

٢-٢ احتياطات السلامة:

- الحرص على لبس الباطو والقفازات والكمامة طوال التجربة.
- ستايرين مادة قابلة للاشتعال، ذات رائحة نفاذة وعند الملامسة للجلد والعيون تكون مُهيجة.
- بيروكسيد البنزويل مادة قابلة للاشتعال ومُهيجة للجلد والعيون وللجهاز التنفسي.
- العمل داخل دولاب شطف الغازات ولبس النظارات الواقية عند إجراء التفاعل.

٢-٣ الطريقة:

- ١- تجهيز اثنان من الكؤوس ذات سعة ٥٠ مل، حيث الكأس الأول سيأخذ مسمى "البوليمر رقم ١" و الكأس الآخر "البوليمر رقم ٢".
- ٢- وزن كميتان مختلفة من المادة البادنة بيروكسيد البنزويل (٠,٤ جم و ٠,١ جم) ونقل كل كمية لداخل كل كأس.
- ٣- أخذ ١٥ مل من الستايرين بواسطة المخبر المدرج وسكب نفس هذه الكمية لداخل كل كأس. كل خليط يتم تحريكه بواسطة الساق الزجاجية حتى يذوب بيروكسيد البنزويل بشكل تام.
- ٤- يتم تسخين الخليط باستخدام السخان الكهربائي في درجة حرارة بين ٨٠°م و ٩٠°م مع مراعاة تحريك الخليطين بواسطة الساق الزجاجية طوال فترة التسخين. (يتم إجراء هذه الخطوة داخل دولاب شطف الغازات).
- ٥- بعد دقائق قليلة، يلاحظ بأن الكأس الذي يحتوي أعلى كمية من المادة البادنة سيبدأ التفاعل أولاً. إذ تظهر فقائيع وسحابة دخانية بيضاء مُتصاعدة داخل الكأس مصحوبةً برائحة قوية. ثم يليه لاحقاً الكأس الآخر في بدء التفاعل.

- ٦- مع الوقت سيقبل حجم المحاليل بينما تزداد اللزوجة لكل محلول تدريجياً. ولأجل تحديد اللحظة التي يصل فيها التفاعل للتمام، يتم استخراج كمية صغيرة من المحلول باستخدام الساق الزجاجية لخارج الكأس وتركها تبرد لثوانٍ حتى تتكون ألياف هشة. عند التحقق من صفة الهشاشة لهذه الألياف فهذه دلالة أن عملية البلمرة انتهت.
- ٧- يتم إزالة الكاسين من السخان الكهربائي، و مباشرةً بشكل سريع يتم سكب محتوى الكأس داخل طبق زجاجي قبل أن يتصلب داخل الكأس فتصعب إزالته قليلاً. يُترك البوليمر ليبرد ويتصلب داخل الصحن.

