



معمل المراجعة- الكشف عن مركب عضوي مجهول  
(صلب – سائل)

معمل المراجعة: الكشف عن مركب عضوي مجهول – المواد السائلة.


المواد السائلة:

Cyclohexane, Cyclohexene, Benzene, Toluene, Methanol, Ethanol, Isopropanol, *tert*-butanol, Phenol, Formaldehyde, Acetaldehyde, Benzaldehyde, Salicylaldehyde, Acetone, Acetophenone, Aniline, *o*-Toluidine, *m*-Toluidine, Nitrobenzene, Formic acid, Acetic acid.






حالة (هـ)	حالة (د)	حالة (ج)	حالة (ب)
<b>Aniline, <i>o</i>-Toluidine, <i>m</i>-Toluidine</b>	<b>Phenol</b>	<b>Formaldehyde, Acetaldehyde.</b>	<b>Formic acid, Acetic acid .</b>
التفاعل مع $HNO_2$	اختبار $FeCl_3$	اختبار 30% NaOH	اختبار $conc H_2SO_4$
محلول اصفر شفاف	لون بنفسجي	لا يعطي راسب	فوران شديد
aniline	phenol	راسب راتنجي اصفر	رائحة الخل دون فوران
- اختبار $FeCl_3$	-	formaldehyde	Acetic acid
-	-	acetaldehyde	Formic acid
اختبار خاص بـ Formic acid	-	اختبار خاص بـ Formaldehyde	- التفاعل مع $HgCl_2$ (خاص بـ Formic acid)
عمل محلول متعادل (المجهول)	-	1 مل من المجهول + salicylic acid + قطرات من $conc H_2SO_4$	عمل محلول متعادل (المجهول)
عمل محلول متعادل (المجهول)	-	لون احمر قرمزي	$NH_4OH$ مخفف) ثم يسخن في حمام مائي لمدة 5 دقائق ثم اضافة 0.5 مل $HgCl_2$ و التسخين
لون اخضر أو ازرق مخضر	-	Formaldehyde	راسب ابيض
لون اخضر أو ازرق مخضر	-	Formic acid	راسب ابيض
+ باقي تجارب الامينات.	+ باقي تجارب الفينولات .	+ باقي تجارب الالدهيدات و الكيتونات.	+ باقي تجارب الاحماض الكربوكسيلية.





معمل المراجعة: الكشف عن مركب عضوي مجهول – المواد الصلبة.

المواد الصلبة:

Naphthalene, Anthracene, Phenol, o-Cresol, 1-Naphthol, 2-Naphthol, Catechol, Pyrogallol, Benzophenone, p-Toluidine, Aniline hydrochloric acid, Aniline sulphate, P-Nitro phenol, Oxalic acid, Citric acid, benzoic acid, Phthalic acid, Salicylic acid, Glucose, Fructose, Lactose, Sucrose, Starch.









حالة (هـ)	حالة (د) <b>p-Toluidine</b>
<p style="text-align: center;"><b>حالة (هـ)</b> <b>Naphthalene, Anthracene, Benzophenone, P-Nitro phenol.</b></p> <p style="text-align: center;">اختبار 2,4- DNPH</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">لا يعطي راسب اصفر برتقالي <b>Naphthalene, Anthracene, P-Nitro phenol.</b></p> <p style="text-align: center;">اختبار <math>FeCl_3</math></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">أي لون آخر <b>Naphthalene, Anthracene</b></p> <p style="text-align: center;">اختبار Picrate formation</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">كريستالات ذات لون احمر ياقوتي <b>Anthracene</b></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">كريستالات ابرية صفراء <b>Naphthalene</b></p> </div> </div> <p style="text-align: center;">باقي اختبارات الهيدروكربونات الاروماتية</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">لون التوت <b>P-Nitro phenol</b></p> <p style="text-align: center;">باقي اختبارات مركبات النيترو</p> </div> </div> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">راسب اصفر برتقالي <b>Benzophenone</b></p> <p style="text-align: center;">باقي اختبارات الالدهيدات و الكيتونات</p> </div> </div>	<p style="text-align: center;"><b>اختبار <math>FeCl_3</math></b></p> <p>1مل من المجهول+ماء+0.5مل من <math>FeCl_3</math></p> <p>لون احمر</p> <p>+ باقي تجارب الامينات .</p>

## كيفية إجراء التجارب - التجارب العامة.

### (١) الذوبانية (في الماء و NaOH و HCl):

إذا كانت المادة سائلة: 1 ml من المادة المجهول + 1 ml من الكاشف مع الرج بشدة و لاحظي ما يحدث.  
إذا كانت المادة صلبة: كمية بسيطة جداً من المادة المجهول + 1 ml من الكاشف مع الرج بشدة و لاحظي ما يحدث.

### (٢) اختبار قوة الحمضية (كربونات الصوديوم او بيكربونات الصوديوم):

إذا كانت المادة سائلة: 1 ml من المادة المجهولة توضع في الحمام المائي للتدفئة ثم توضع ملعقة من كربونات الصوديوم.  
إذا كانت المادة صلبة: 1 ml من محلول بيكربونات الصوديوم توضع في الحمام المائي للتدفئة ثم توضع كمية من المادة المجهولة.

### (٣) التفاعل مع $Br_2/CCl_4$ :

1 ml من المادة المجهولة + قطرات من  $Br_2/CCl_4$  مع الرج و لاحظي ما يحدث.  
إذا لم يحدث تفاعل عرضية لضوء الشمس لدقيقة واحدة و لاحظي ما يحدث.  
إذا لم يحدث تفاعل يضاف كمية قليلة من برادة الحديد مع التسخين في حمام مائي.

(٤) تفاعل الأوكسدة بـ  $KMnO_4$ : 1 ml من المادة المجهولة + قطرات من  $KMnO_4$  مع الرج بشدة و التسخين في الحمام المائي و لاحظي ما يحدث.

(٥) تفاعل النيترة: 1 ml من المجهول + خمس قطرات من خليط النيترة ( $HNO_3 / H_2SO_4$ ) بالإضافة تكون قطرة قطرة + حجر الغليان + الرج مع التسخين على حمام مائي لمدة 10 min ثم يسكب الخليط على كأس يحتوي على 20 ml من الماء المقطر و لاحظي النتيجة.

(٦) كاشف لوكاس ( $HCl/ ZnCl_2$ ): 1 ml من المجهول + 1 ml من الكاشف و لاحظي النتيجة بدون أو مع التسخين.

(٧) اختبار اليودوفورم: 1 ml من المجهول + 1 ml من هيدروكسيد الصوديوم 5-10% يتم تدفئتها على حمام مائي ثم يضاف إليها كمية من اليود مع الرج جيداً حتى تتكون عكارة صفراء أو بيضاء مصفرة.

(٨) التفاعل مع  $FeCl_3$ : 1 ml من المجهول + 2 ml من الماء + 1-2 نقطة من  $FeCl_3$  و لكن يجب مراعاة التالي:

- إذا المادة المجهولة صلبة فإنها تذوب في الإيثانول.
- إذا كان من المحتمل ان تكون المادة المجهولة أمين
- إذا كان من المحتمل أن تكون المادة المجهولة حمض كربوكسيلي (ماعدًا Salicylic acid) فإنه يجب عمل محلول متعادل كما هو موضح

### طريقة تحضير المحلول المتعادل:

1ml أو 1gm من المادة في كأس مع ورقة تباع شمس حمراء + dil.NH<sub>4</sub>OH حوالي 10ml (تضاف تدريجياً حتى تتحول ورقة تباع الشمس إلى اللون الأزرق ثم نتوقف عن الإضافة) ثم نسخن على لهب حتى تختفي رائحة الأمونيا أي تقريباً حتى يجف الكأس (المهم لا يحترق) وحينها ترجع ورق تباع الشمس إلى اللون الأحمر وهذا المتكون هو الملح ( ملح الأمونيا للحمض) ثم نبرد الكأس ونضع قليل من الماء المقطر وبذلك نكون قد حصلنا على المحلول المتعادل للحمض.

(٩) التفاعل مع ماء البروم ( $Br_2/H_2O$ ): 1 ml من المادة المجهولة + قطرات من  $Br_2/H_2O$  مع الرج بشدة و لاحظي ما يحدث

- ١٠) تجربة الفثالين: في أنبوبة جافة ونظيفة نضيف كميات متساوية من المركب المجهول + phthalic acid ثم نضعها على اللهب + 1 ml من  $\text{conc. H}_2\text{SO}_4$  ثم تبرد ثم تسكب محتويات الأنبوبة على كأس فيه 10% NaOH ثم نلاحظ النتيجة.
- ١١) كاشف شيف: 1 ml من المجهول + 1 ml من الكاشف.
- ١٢) التفاعل مع 2,4-DNPH: 1 ml من المادة المجهولة + 1 ml من الكاشف 2,4-DNPH.
- ١٣) اختبار تولن: يتم تحضير الكاشف عن طريق إضافة قطرتين من  $\text{AgNO}_3$  في أنبوبة + قطرات من 10% NaOH حتى يتكون راسب اسود ثم يذاب هذا الراسب بالأمونيا  $\text{NH}_4\text{OH}$  مع الرج حتى يختفي اللون الأسود تماماً. في أنبوبة أخرى أضيفي 1 ml من المجهول + 1 ml من الكاشف مع التسخين على حمام مائي.
- ١٤) اختبار فهلنج: 1 ml من خليط فهلنج (A+B) + 1 ml من المادة المجهولة ثم سخني في حمام مائي
- ١٥) التفاعل مع 30% NaOH: 1 ml من المجهول + 1 ml من 30% NaOH
- ١٦) اختبار Na-nitro prusside: نأخذ انبويتين الأولى نأخذ بلورة من الكاشف وتذوب في الماء، والأخرى توضع فيها المادة المجهولة 10% NaOH + ثم نضيف الأنبوبة الأولى على الثانية.
- ١٧) التفاعل مع حمض النيتروزو: كمية قليلة من المجهول ( نقطة واحدة ) + تذوب تماماً في 10% HCl + خمس قطرات  $\text{NaNO}_2$  نقطة نقطة إلى أن يحدث فوران بسيط ويظهر محلول لونه اصفر رائق وهو ملح الديازونيوم ( وتتم اضافة نيتريت الصوديوم والأنبوبة في الحمام الثلجي).
- أ - تكوين صبغة الأزو: نأخذ انبويتين الأولى فيها ملح الديازونيوم والأخرى فيها  $\beta$ -Naphthole ( مذاب في 10% NaOH) ثم نضيف الأنبوبة الأولى على الثانية فيعطي لون أحمر طوبي زاهي.
- ب - التحلل المائي: 1 ml من ملح الديازونيوم + ماء والتسخين على الحمام المائي : يعطي رائحة فينول.
- ج - التفاعل مع كلوريد القصدير في وجود هيدروكسيد الصوديوم: نأخذ كمية قليلة من كلوريد القصدير ( $\text{SnCl}_2$ ) + 1 ml من 10% NaOH راسب ابيض جيلاتيني من تكون  $\text{Sn(OH)}_2$  يذاب الراسب بإضافة زيادة من 10% NaOH حتى نحصل على ( $\text{Na}_2\text{SnO}_2$ ) وهو Soduim stannite الذي يوضع على 1 ml من ملح الديازونيوم مع التسخين على الحمام المائي فنشم رائحة البنزين واللون بني.
- ١٨) الاختزال بواسطة  $\text{Fe(OH)}_2$ : كمية قليلة من  $\text{FeSO}_4$  + 1 ml من هيدروكسيد الصوديوم الكحولي ( يحضر من 1 ml من الإيثانول + 10% NaOH) ثم يرج لفترة طويلة وبشدة ثم تؤخذ الرشاحة ( الجزء الصافي) + 1 ml من المركب المجهول مع التسخين على الحمام المائي لاحظي النتيجة.
- ١٩) الاختزال بواسطة HCl/Zn: مل من المركب المجهول + 1 ml HCl في وجود Zn مع التسخين على الحمام المائي لاحظي النتيجة.
- ٢٠) التفاعل مع  $\text{conc. H}_2\text{SO}_4$ : كمية قليلة من المادة + 0.5 ml من  $\text{Conc. H}_2\text{SO}_4$  و يسخن على حمام مائي.
- ٢١) اختبار موليش: كمية من المادة + 2 ml من الماء + 2 قطرة من الكاشف مع الرج ومن ثم تمل الأنبوبة قليلاً و يضاف 1 ml من  $\text{Conc. H}_2\text{SO}_4$  ( يضاف قطرة قطرة على جدران الأنبوبة) حتى تتكون حلقة بنفسجية عند الرج ينتشر اللون البنفسجي في المحلول والكاشف عبارة عن  $\alpha$ -naphthol مذاب تماماً في الإيثانول ( تقوم الطالبة بتحضيره).
- ٢٢) اختبار بارافويد: كمية قليلة من المادة + 1 ml من الكاشف ( لونه ازرق) والتسخين على الحمام المائي لمدة 5 min على الحمام المائي حيث نلاحظ تكون راسب أحمر في قاع الأنبوبة أو على جدارها.
- ٢٣) اختبار الأوزازون: كمية من المجهول + كميات متساوية من phenyl hydrazine hydrochloride وكمية بسيطة من مخلات الصوديوم + كمية من الماء المقطر لتغطية المواد الصلبة ثم نسخن على الحمام المائي.

## كيفية إجراء التجارب - التجارب الخاصة.

- (١) تجربة خاصة للتفريق بين البنزين و التولوين:  
 أ - درجة الغليان: انبوبة يوضع فيها بنزين وأخرى يوضع فيها تولوين وتوضع الأنبوبتين في كأس يحتوي على ماء على اللهب. و سجلي درجة غليانهما.  
 ب - درجة التجمد: نفس الأنبوبتين نضعها في كأس به ثلج لاحظي أيهما يتجمد أولاً و لماذا.
- (٢) تفاعل الاسترة: نضع كميات متساوية من الكحول والحمض الكربوكسيل المناسب + قطرات من conc. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> مع الرج على الحمام المائي لمدة 3-4 دقائق ثم يترك يبرد ثم يصب في كأس يحتوي على محلول كربونات الصوديوم (يحضر من اذابة القليل من كربونات الصوديوم في كمية من الماء حوالي 10 مل) إذا كان الكحول (methanol) الحمض الكربوكسيلي (salicylic acid) إذا كان الكحول (ethanol) الحمض الكربوكسيلي (acetic acid)
- (٣) تجربة خاصة للتمييز بين  $\alpha$ -naphthol و  $\beta$ -naphthol : نأخذ كمية من المركب المجهول + 1 ml من 10 % NaOH + نقاط من اليود (عامل مؤكسد) و لاحظي النتيجة.
- (٤) اختبارات خاصة بالفورمالدهيد:  
 أ - تكوين المرآة النحاسية: 1 ml من الفورمالدهيد + 1 ml من فهلنج A + 1 ml من فهلنج B + قطرات من AgNO<sub>3</sub> + التسخين على حمام مائي. نشاهد تكون مرآة نحاسية لونها أحمر على جدار الأنبوبة.  
 ب - التفاعل مع Salicylic acid: 1 ml من الفورمالدهيد + كمية قليلة من الـ Salicylic acid ثم يضاف على جدار الأنبوبة و بحذر قطرات من conc. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> حيث يعطي لون أحمر قرمزي.
- (٥) تجربة خاصة بمركب Benzaldehyde : توضع كمية بسيطة من المجهول على زجاجة ساعة و يترك فترة و لاحظي النتيجة.
- (٦) تجربة خاصة بمركب Salicylaldehyde- التفاعل مع FeCl<sub>3</sub> : 1 ml من المجهول + قطرات من FeCl<sub>3</sub> + 2 ml من الماء حيث يعطي لون بنفسجي.
- (٧) تجربة خاصة للتمييز بين ( citric acid, Oxalic acid ) التفاعل مع CaCl<sub>2</sub> : كمية من المحلول المتعادل للحمض + CaCl<sub>2</sub> .
- (٨) تجربة خاصة لمركب ( citric acid ): 1 ml من المحلول المركز من الحمض ( أي ملعقة من الحمض (3) وتذوب في اقل كمية ممكنة من الماء) + نصف مل من dil. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 2 قطرة من KMnO<sub>4</sub> + التسخين على حمام مائي لدرجة الغليان ، نلاحظ زوال لون البرمنجنات وتكون راسب أبيض.
- (٩) تجربة خاصة لمركب (Oxalic acid): كمية من الحمض + 1ml من dil. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 0.5 ml من KMnO<sub>4</sub> + التسخين على حمام مائي ، نلاحظ زوال لون البرمنجنات.
- (١٠) تجربة خاصة بـ ( Salicylic acid ) : تجربة الاسترة مع الميثانول (اعلاة)
- (١) تجربة خاصة بـ ( phthalic acid ) : في انبوبة جافة توضع كميات متساوية من phthalic acid و Resorcinol + 2-3 نقاط من conc.H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ثم التسخين مباشرة على اللهب حتى تنصهر تماماً ثم تسكب في كأس به حوالي 10 ml من 10 % NaOH + 5 ml من الماء المقطر : نلاحظ تكون لون أحمر مع أخضر فسفوري.
- (٢) اختبار اليود (خاصة للنشا): كمية من النشا + 1 ml من الماء + قطرات من اليود نشاهد تكون لون أزرق مسود.

٣) اختبار الفورفورال (للتمييز بين الجلوكوز و الفركتوز): كمية من السكر (الجلوكوز و الفركتوز) تذاب في 2 ml من الماء حتى نحصل على محلول السكر يضاف إليها 3 ml من Conc.HCl و نتسخن على اللهب حتى الغليان و أثناء التسخين نعرض فوهة الأنبوبة لورقة ترشيح مبللة بخلات الأنيلين ( تقوم الطالبة بتحضيره من حمض الخليك والأنيلين). نلاحظ تغير لون الورقة الى اللون الوردي في حالة الفركتوز أما في حالة الجلوكوز فلا يتغير لون الورقة

الاختبارات الخاصة بالمجاميع الوظيفية قيد الدراسة:

أولاً- الهيدروكربونات:

الهيدروكربونات الاليفاتية و الهيدروكربونات الاروماتية	
1	الذوبانية ( في الماء و NaOH و HCl).
2	اختبار قوة الحمضية للمركبات ذات الصفة الحمضية.
3	التفاعل مع الهالوجين Br <sub>2</sub> /CCl <sub>4</sub> .
4	تفاعل الأكسدة KMnO <sub>4</sub> ( اختبار باير).
5	تفاعل النيترة
6	تجارب التفريق بين Benzene و Toluene أ- درجة الغليان: ب- درجة التجمد
7	تجارب للتفريق بين Anthracene و Naphthalene.

ثانياً- الكحولات و الفينولات:

الكحولات	الفينولات
1	الذوبانية ( في الماء و NaOH و HCl).
2	اختبار قوة الحمضية للمركبات ذات الصفة الحمضية.
3	كاشف لوكاس.
4	الأكسدة بـ KMnO <sub>4</sub> .
5	اختبار اليودوفورم.
6	الأسطرة.
	التفاعل مع FeCl <sub>3</sub> .
	التفاعل مع ماء البروم (Br <sub>2</sub> /H <sub>2</sub> O).
	تجربة الفيتالين
	للتمييز بين α-Naphthol و β-Naphthol.

ثالثاً- الالدهيدات و الكيتونات:

الالدهيدات و الكيتونات	
1	الذوبانية ( في الماء و NaOH و HCl)
2	اختبار قوة الحمضية للمركبات ذات الصفة الحمضية.
3	كاشف شيف
4	التفاعل مع 2,4-DNPH.
5	كاشف تولن.
6	كاشف فهلنج.
7	التفاعل مع 30% NaOH.
8	اليودوفورم.
9	التفاعل مع Na-nitro prusside.
10	تفاعل خاص بمركب Formaldehyde.
11	تفاعل خاص بمركب Benzaldehyde.
12	تفاعل خاص بمركب Salicylaldehyde.

رابعاً- الأمينات و أملاحها و مركبات النيترو:

الأمينات	أملاح الامينات	مركبات النيترو
1	الذوبانية ( في الماء و NaOH و HCl).	
2	اختبار قوة الحمضية للمركبات ذات الصفة الحمضية.	
3	التفاعل مع FeCl <sub>3</sub> .	الاختزال بـ Fe(OH) <sub>2</sub> .
4	التفاعل مع حمض النيتروزو.	الاختزال بـ HCl/ Zn.
	أ - تكوين صبة الازو.	تفاعل خاص بـ p-nitro phenol
	ب - التحلل المائي لملاح الديازونيوم.	التفاعل مع FeCl <sub>3</sub> .
	ت - التفاعل مع كلوريد القصدير.	

**خامساً- الأحماض الكربوكسيلية:**

الأحماض الكربوكسيلية الأروماتية	الأحماض الكربوكسيلية الأليفاتية	
الذوبانية ( في الماء و NaOH و HCl).	الذوبانية ( في الماء و NaOH و HCl)	1
اختبار قوة الحمضية للمركبات ذات الصفة الحمضية.	اختبار قوة الحمضية للمركبات ذات الصفة الحمضية.	2
التفاعل مع $FeCl_3$ .	التفاعل مع $FeCl_3$ .	3
تجربة خاصة بـ ( Salicylic acid ) .	التفاعل مع $conc. H_2SO_4$	4
تجربة خاصة بـ ( phthalic acid ) .	تجربة خاصة للتمييز بين Oxalic acid and citric acid	5
	التفاعل مع $CaCl_2$	
	تجربة خاصة بـ ( Formic acid ) .	6
	تجربة خاصة بـ ( Oxalic acid ) .	7
	تجربة خاصة بـ ( citric acid ) .	8

**سادساً- السكريات:**

السكريات	
الذوبانية ( في الماء و NaOH و HCl)	1
اختبار قوة الحمضية للمركبات ذات الصفة الحمضية.	2
التفاعل مع $Conc. H_2SO_4$ :	3
اختبار موليش	4
اختبار الأوزازون	5
التفاعل من 30% NaOH .	6
اختبار بارافويد	7
اختبار فهلنج	8
اختبار تولن	9
اختبار الفورفورال (للتمييز بين الجلوكوز و الفركتوز)	10
اختبار اليود (خاصة للنشا)	11