


الكربوهيدرات (٢)

Carbohydrate II



تركيب الكربوهيدرات



كربوهيدرات بسيطة: تتكون من السكريات الأحادية فقط مثل النشا او الجلايكوجين.


الكربوهيدرات المعقدة: تتكون من جزء سكري وجزء اخر غير سكري مثل البروتينات أو الدهون وتسمى جلايكوبروتين او جلايكوليبيد.

التركيب الحلقي للسكريات الأحادية


أثبتت الدراسات أن السكريات توجد في الصورة الحلقية وتسمى الهيمى استيال الحلقي وأن السلسلة المفتوحة تعد ذات نسبة ضئيلة جدا في الشكل الحلقي ينتج عنه متناظرة بناء على ذرة الكربون رقم المحلول 1 في الجلوكوز الحلقي ، فإذا كانت مجموعة الهيدروكسيل إلى أسفل أو اليمين يطلق على المتناظر α ألفا

والعكس إذا اتجهت إلى أعلى أو اليسار يطلق عليه β بيتا






D-β-جلوكوز
(% 63)



D-جلوكوز
(% 1)




D-α-جلوكوز
(% 36)

Polysaccharide

الكربوهيدرات عديدة التسكر :

هي كربوهيدرات ينتج من تحللها المائي عدد كبير من السكريات الأحادية و تتكون هذه السكريات من سلسلة طويلة جدا متفرعة او مستقيمة مرتبطة بواسطة روابط جليكوزيدية و قد تكون متجانسة أي أنها تحتوي على نوع واحد من السكريات الأحادية كالنشأ أو السيلولوز ، أو تكون غير متجانسة أي أنها تحتوي على أكثر من نوع من السكريات الأحادية كالهيبارين.

و تتحلل السكريات العديدة عموما وكذلك المتعددة و الثنائية بواسطة الأحماض القوية أو الإنزيمات التي تحلل تلك الروابط إلى مكوناتها الأحادية.



الإختبارات العملية للسكريات العديدة والثنائية

١- كشف اليود:


يستخدم هذا الإختبار للتمييز بين السكريات العديدة (النشا- الجليكوجين- الديكسترين-الانيولين) والسكريات الأخرى (الأحادية والثنائية). حيث تعطي بعض السكريات العديدة مثل النشا (أميلوز و أميلوبكتين) و الجليكوجين و الدكسترين ألوانا مميزة عند إضافة اليود إليها.



النظرية العلمية للاختبار:




Amylose



Amylopectin

يكون محلول اليود متراكبات إتزازية مع السكريات العديدة فيعطي النشالون أزرق و السبب في ذلك أن جزيئ الاميلوز يوجد على هيئة سلسلة حلزونية الشكل هذا اللون يزول بالتدفئة ويعود بالتبريد مرة أخرى و الأميلوبكتين يكون لونا بنفسجي مع اليود.

ويعطي الجليكوجين لون بنيا مع اليود ويعطي الديكسترين مع اليود ألوانا تتدرج من البنفسجي الفاتح الي البني الي الأصفر تبعا لعدد وحدات الجلوكوز بجزيئ الدكسترين، ولا يعطي الانبولين أي لون مع اليود. ولا تعطي السكريات الأحادية أو الثنائية نتائج إيجابية مع هذا الإختبار.



المواد و الأدوات:

- محلول اليود
- محاليل سكريات عديدة : النشا
- محاليل سكريات أحادية وثنائية (جلوكوز وسكروز)
- حمام مائي.
- أنابيب اختبار و ماسك
- ماصة

طريقة العمل:



- اضع ٢ مل من محلول الكربوهيدرات
- اضع ٠,٥ مل من محلول اليود
- رج جيدا نلاحظ اللون المتكون بعد ذلك سخن الأنبوبة و لاحظ اللون ثم برد الأنبوبة و لاحظ اللون مرة أخرى.

النتائج:

الاستنتاج	الملاحظة	العينة
		(النشا+ اليود) يدون تسخين
		(النشا+ اليود) بعد التسخين
		(جلوكوز +اليود)

٢- التحلل المائي للسكروز:

السكروز سكر ثنائي يتكون من ارتباط جزئ من الجلوكوز مع جزئ من الفركتوز في الموقعين ١، ٢ على الترتيب لذا لا توجد مجموعات مختزلة في السكروز. فعند تحلله مائياً يعطي السكرين المختزلين الجلوكوز والفركتوز فيكتسب خواصاً إختزالية.



النظرية العلمية للاختبار:

- السكروز سكر ثنائي يتكون من ارتباط جزئ من الجلوكوز مع جزئ من الفركتوز في الموقعين ٢،١ على الترتيب ولذا لا توجد مجموعات مختزلة في السكروز فلا يؤثر على كاشف بندكت أو كاشف بارفويد كما أنه لا يكون أوزازون إلا بعد أن يتحلل السكروز إلى مكوناته.

المواد و الأدوات:


- محلول سكروز (١ جم/لتر)
- حمض الهيدروكلوريك المركز.
- محلول هيدروكسيد الصوديوم (٥ عياري).
- كاشف بندكت.
- انايب اختبار و ماسك.
- حمام مائي مغلي.
- ماصه.

طريقة العمل:


- حضري انبويتين اختبار في كل منهما ضعي ٥ مل من محلول السكروز
- أضف ٥ قطرات من حمض الهيدروكلوريك المركز إلى ٥ احدى الانبويتين
- سخن لمدة ١٠ دقائق في حمام مائي مغلي. أترك الانبويتين لتبرد
- أضفي الى كلا الانبويتين ١ مل من هيدروكسيد الصوديوم
- قومي باجراء اختبار بندكت و سلفانوف على الانبوبة الاولى و بندكت على الانبوبة الاخرى
- * يتم الكشف عن الجلوكوز والفركتوز في المحلول الناتج وذلك باجراء اختبار البندكت للكشف عن الجلوكوز ثم اكشف عن الفركتوز بكاشف سلفانوف.

النتائج

محلول السكروز فقط	محلول السكروز + حمض الهيدروكلوريك المركز	
اختبار بندكت	اختبار سلفانوف	اختبار بندكت



محلول السكر +
حمض الهيدروكلوريك
المركز
(+)



محلول السكر +
حمض الهيدروكلوريك
المركز
(+)

محلول السكر فقط
(-)

٢- التحلل المائي للنشا:

- يستخدم هذا الإختبار للتعرف على طبيعة السكر الأحادي المكون لجزئ النشا وذلك بالتحلل المائي في وسط حمضي حيث يتكون الجلوكوز الذي يمكن الكشف عنه.


النظرية العلمية للاختبار:

- لا يحتوي جزئ النشا العملاق إلا على عدد محدد جداً من المجموعات المختزلة ولذا فهو أساساً لا يختزل محلول بندكت ولا حمض البكريك ولا كاشف بارفويد. أما بعد التحلل المائي فيتكون الجلوكوز وهو سكر مختزل ويكون اوزازون.

المواد و الأدوات:

- محلول النشا (١ %)
- حمض الهيدروكلوريك المركز
- محلول هيدروكسيد الصوديوم (٥ عياري)
- محلول اليود.
- كاشف بندكت

- هيدروكسيد الصوديوم ١٠ %
- أنابيب اختبار نظيفة.
- حمام مائي.
- ماصة.



طريقة العمل:

- ضع ٢ مل من النشا في انبوبة اختبار كبيرة
- أضف ٦ نقاط من حمض الهيدروكلوريك المركز، وسخنها في حمام مائي يغلي لمدة ١٥ دقيقة، ثم برد المحلول.
- أضف كمية من هيدروكسيد الصوديوم إلى أن يصبح الوسط قاعديا
- قسم محتوى الأنبوبة إلى أنبوتين نظيفتين بالتساوي
- أضف لإحدى الأنبوتين ١ مل من محلول اليود ونلاحظ النتيجة.
- أضف للأنبوبة الثانية ١ مل من كاشف بندكت ثم رج و سخن لمدة ٣ دقائق ونلاحظ النتيجة

النتائج

محلول السكروز + حمض الهيدروكلوريك المركز

اختبار اليود

اختبار بندكت

THANK YOU