

الجزء الثاني  
اختبارات الكشف عن المجاميع الوظيفية

## التجربة (07): اختبارات الكشف عن الهيدروكربونات (Hydrocarbon).

### مقدمة:

**الهيدروكربونات:** هي مركبات تتكون كيميائياً من عنصر الكربون والهيدروجين فقط. وتنقسم بناء على تركيبها وخواصها الكيميائية الى ثلاث أقسام:

1- **الهيدروكربونات الأليفاتية المشبعة:** تتميز بان جميع روابطها أحادية وتعرف بالالكانات وقد تكون سلاسل مفتوحة او حلقيه. و تعتبر الرابطة H-C رابطة غير نشطة.

التفاعل الذي يميز هذه المجموعة هو تفاعل الاستبدال عن طريق الشقوق الحرة و يتم في وجود ضوء الشمس.

2- **الهيدروكربونات الأليفاتية غير المشبعة:** تتميز بأنها تحتوي على روابط ثنائية وتسمى الكينات او روابط ثلاثية وتسمى الكينات. وقد تكون سلاسل مفتوحة او حلقيه. و تعتبر الرابطة H-C رابطة نشطة.

التفاعل الذي يميز هذه المجموعة هو تفاعل الاضافة على الرابطة الثنائية و الثلاثية





3- **الهيدروكربونات العطرية:** مركبات هيدروكربونية غير مشبعة ولكنها تختلف عن النوع الثاني بكونها مركبات عطرية تحتوي على روابط احادية و ثنائية متبادلة وتحقق قاعدة هوكل.

التفاعل الذي يميز هذه المجموعة هو تفاعل الاستبدال الالكتروفيلى في وجود عامل مساعد.

### الهدف من التجربة:

الكشف عن الهيدروكربونات عن طريق بعض الاختبارات الكيميائية وتميزها عن المركبات العضوية الأخرى.

### المركبات الخاضعة للكشف:

Comp.	1	2	3	4
Name	Cyclohexane	Cyclohexene	Benzene	Toluene
Mol. formula	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub>	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub>	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CH <sub>3</sub>
Mol. Structure				

### طرق الكشف عن الهيدروكربونات:

#### أ - الصفات الفيزيائية:

Comp.	Cyclohexane	Cyclohexene	Benzene	Toluene
State of matter	Liquid	Liquid	Liquid	Liquid
Color				
Smell	-	-	-	-

**ب - التجارب و الاختبارات الكيميائية:**

**1- الذوبانية و الامتزاج- الحمضية:**

(1ml من المركب إذا كان سائل أو كمية بسيطة جدا من المركب إذا كان صلب) + 1ml من الماء.

أ. في حال كانت المادة تذوب أو تمتزج بالماء يتم اختبار الحمضية كالتالي

**اختبار الحمضية:**

يوضع 1ml من المادة في انبوبة اختبار + ورق تباع الشمس الأحمر والأزرق. وعلية من الممكن استنتاج التالي:

الاختبار	المشاهدة	الاستنتاج
الذوبانية والامتزاج	المادة تذوب أو تمتزج	إذن المادة قطبية
اختبار الحمضية (ورق تباع الشمس)	تحولت ورقة تباع الشمس من الأزرق إلى الأحمر.	إذن المادة لها صفة حمضية.
	- تحولت ورقة تباع الشمس من الأحمر إلى الأزرق.	إذن المادة لها صفة قاعدية.
	لم يتغير لون ورق تباع الشمس.	إذن المادة متعادلة.

ب. في حال كانت المادة لا تذوب أو لا تمتزج بالماء يتم اختبار الحمضية كالتالي

**اختبار الحمضية:**

- 1ml من المركب إذا كان سائل أو كمية بسيطة جدا من المركب إذا كان صلب + 1ml من حمض HCl dil. (10%)

أ - المادة تذوب أو تمتزج: إذن المادة بها صفة قاعدية.

ب - المادة لا تذوب أو لا تمتزج: إذن المادة بها صفة حمضية أو متعادلة في هذه الحالة نأخذ 1ml من المركب إذا كان

سائل أو كمية بسيطة جدا من المركب إذا كان صلب + 1ml من القاعدة NaOH dil (10%)

- المادة تذوب أو تمتزج: إذن المادة بها صفة حمضية.

- المادة لا تذوب أو لا تمتزج: إذن المادة بها صفة متعادلة

- وعلية من الممكن استنتاج التالي:

الاختبار	المشاهدة	الاستنتاج
الذوبانية والامتزاج	المادة لا تذوب أو لا تمتزج مع الماء.	إذن المادة غير قطبية
اختبار الحمضية	المادة تذوب أو تمتزج في هيدروكلوريك	إذن المادة لها صفة قاعدية
	المادة لا تذوب أو لا تمتزج في هيدروكلوريك	إذن المادة لها صفة حمضية أو متعادلة
	المادة تذوب أو تمتزج في هيدروكسيد الصوديوم	إذن المادة بها صفة حمضية
	المادة لا تذوب أو لا تمتزج في هيدروكلوريك	إذن المادة متعادلة.
	المادة لا تذوب أو لا تمتزج في هيدروكسيد الصوديوم	

**إذا كان المركب حمضي نختبر قوة الحمضية:**

في حال المركب سائل: نقوم بتدفئة - عدم تسخين- المركب ثم نضيف قليل من كربونات الصوديوم الصلبة.




إذا حدث (فوران شديد + رغوة) إذن حمض قوي وإذا لم يحدث إذن حمض ضعيف.

في حالة المركب الصلب: نقوم بتدفئة 1ml من محلول بيكربونات الصوديوم ثم نضيف قليل من المركب الصلب.

إذا حدث فوران شديد + رغوة إذن حمض قوي وإذا لم يحدث إذن حمض ضعيف.

## 2- التفاعل مع الهالوجين $Br_2/CCl_4$ :





الطريقة: 1ml من المادة (1-3) + قطرة واحدة من البروم مع الرج.

المركب	المشاهدة	الاستنتاج
Cyclohexane	اختفاء لون البروم البني بعد تعريضه لضوء الشمس	بما أن التفاعل يحتاج لضوء الشمس لكي يحدث إذن المركب هو Cyclohexane لأن تفاعل الاستبدال في الالكانات يحتاج إلى ضوء الشمس وذلك حسب المعادلة. 
Cyclohexene	اختفاء لون البروم مباشرة.	بما أن التفاعل يحدث مباشرة إذن المركب هو Cyclohexene لأن تفاعل الإضافة (البروم) يتم مباشرة في الالكينات وذلك حسب المعادلة. 
Benzene	اختفاء لون البروم البني بعد إضافة كمية قليلة من برادة الحديد مع التسخين إذن المركب هو Benzene لأن تفاعل الاستبدال في للمركبات العطرية يتم في وجود الحديد. الحديد مع التسخين على الحمام المائي	بما أن التفاعل يحدث بعد إضافة كمية قليلة من برادة الحديد مع التسخين إذن المركب هو Benzene لأن تفاعل الاستبدال في للمركبات العطرية يتم في وجود الحديد. 

إذن هذا الاختبار يستخدم للتمييز بين الالكانات و الالكينات و المركبات الاروماتية بناء على الكاشف و الظروف اللازمة للتفاعل و نوع التفاعل الذي يحدث.

## 3- تفاعل الأوكسدة (اختبار باير) - نستخدم عامل أكسدة قوي $KMnO_4$ :

الطريقة: 1 ml من المركب + 0.5 ml من 10% NaOH + قطرات من  $KMnO_4$  مع الرج و التسخين على حمام مائي. هذا الاختبار يستخدم للتفريق بين المركبات القابلة للأوكسدة مثل Cyclohexene و Toluene و المركبات الغير قابلة للأوكسدة مثل Benzene و Cyclohexane.

الاستنتاج	المشاهدة	المركب
<p>لم يحدث تفاعل أكسدة للمركب.</p> 	لا يختفي لون البرمنجنات البنفسجي	<b>Cyclohexane</b>
<p>حدث أكسدة للمركب حسب المعادلة التالية الواسب الني نتيجة تكون MnO<sub>2</sub>.</p> 	يختفي لون البرمنجنات ويظهر راسب بني	<b>Cyclohexene</b>
<p>لم يحدث تفاعل أكسدة للمركب.</p> 	لا يختفي لون البرمنجنات البنفسجي	<b>Benzene</b>
<p>حدث أكسدة للمركب حسب المعادلة التالية الواسب الني نتيجة تكون MnO<sub>2</sub>.</p> 	يختفي لون البرمنجنات ويظهر راسب بني	<b>Toluene</b>

**4- تفاعل النيترة:**

للكشف عن المركبات العطرية ويميزها عن المركبات الأليفاتية الحلقية.



نستخدم خليط النيترة HNO<sub>3</sub> / H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>:

1ml من المركب 3-4 + خمس قطرات من خليط النيترة (الإضافة تكون قطرة قطرة) + حجر الغليان + الرج مع التسخين على حمام مائي لمدة 10 دقائق ثم يسكب الخليط على كأس يحتوي على 20ml من الماء المقطر: يعطي قطرات زيتية يميل لونها إلى الأصفر.

