


قياس نشاط  
المضادات الحيوية

**Measuring Antibiotic activity**

# الهدف

عن طريق إختبارات داخل الأنبوب *In vitro* ثم يحول ما يكافئ هذ المقادير حين يراد استعمالها في داخل جسم الكائن الحي *In vivo*.





# اختبارات الحساسية للمضادات الحيوية **Antibiotic Sensitivity Tests**

هو اختبار يجرى للتنبؤ بنجاح أو فشل المضاد الحيوي في العلاج ، حيث تقاس استجابة نمو الكائن الدقيق المعزول لدواء معين (مضاد) ونتائج هذه الاختبارات تستخدم لاختيار المضاد المناسب مقرونة مع المعلومات السريرية للعلاج الأمثل للمريض.



- الأهداف الرئيسية لهذه الاختبارات هي:

1- **كدليل للعلاج:** من خلال معرفة حساسية الميكروب لتركيز معين من المضاد.

2- **كأداة للتنبؤ بالوبائية:** من خلال تحديد ظهور سلالات مقاومة من العوامل الممرضة الرئيسية e. g.

*Shigella, Salmonella typhi*

3- استمرار مراقبة نمط الحساسية في أكثر السلالات انتشارا مثل المكورات العنقودية، العصيات سالبة الجرام :


e. g. *Staphylococci, Gram-negative bacilli*

- ✓ ما هو الميكروب تحت الاختبار؟
- ✓ ما هي طرق الاختبار المستخدمة؟
- ✓ ما هي المضادات الحيوية التي سيتم اختبارها؟
- ✓ كيفية تحليل النتائج وكتابة التقرير؟

## Antimicrobial Susceptibility Testing - AST

ما يجب معرفته عند اجراء اختبار الحساسية للمضادات الميكروبية

## التحضير للاختبار




## اختيار المضادات للاختبار

أ.المضادات التي تتوفر في معظم المستشفيات والتي ينبغي أن يتم بها الفحص الروتيني لكل سلالة.

- تعيين الأدوية التي يتم اختبارها فقط بناء على طلب خاص من الطبيب أو عندما يكون الكائن المسبب للمرض مقاوم للعقاقير الخيار الأول أو أسباب أخرى عندما يكون هناك ) حساسية من دواء، أو بسبب عدم توافره(كل ما سبق جعل إجراء اختبارات الحساسية مبررا للحصول على المضاد الأنسب).





## A- Sensitivity test

**Disc diffusion test** اختبار الأقراص



المواد و الأدوات :

1- بيئة آجار ميلر هنتون ( **Mueller Hinton Agar** )

تتكون من : Source beef infusion, peptone, and starch and Robust red algae (Solieria robusta) of Agar

2- مزارع بكتيرية + **Turbidity test**

3- مضادات حية.

4- Swaps

- تحضر أطباق بتري تحتوي على بيئة آجار مولر هنتون.

- يحضر معلق للمزرعة الكثرية النقية حديثة العمر بواسطة أبرة التلقيح المعقمة حيث :


يؤخذ مقدار من المزرعة (3-5) مستعمرات وتنقل الى أنبوبة تحتوي على 5 مل من السلاين للحصول على تركيز

مكافئ لمقياس McFarland  $10^8$  CFU/ml 0.5 وترج الأنبوبة.

- يلقح سطح الطبق من المعلق البكتيري السابق بواسطة Cotton swap.


- توضع أقراص من المضادات الحيوية على أبعاد متساوية على سطح الطبق الملقح بالمزرعة البكتيرية بواسطة ملقط

معقم بالتلبيب الكحولي.



McFarland standards

McFarland standards (left to right) 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, positioned in front of a Wickerham card. McFarland standards are used to prepare bacterial suspensions to a specified turbidity. In the Kirby-Bauer disk diffusion susceptibility test protocol, the bacterial suspension of the organism to be tested should be equivalent to the 0.5 McFarland standard.



To sum up

**Application of  
Antibiotic Discs**

**Incubation**  
at 35°C for 16-18 hr.

**Measurement of  
inhibition zone  
diameter**

## العوامل المؤثرة على حجم منطقة التثبيت:

1. كثافة المعلق .
2. توقيت وضع أقراص المضاد :
3. حيث أن ترك الأطباق لفترة طويلة في درجة حرارة المعمل بعد وضع الاقراص قد يسبب تكون هالات صغيرة.
4. درجة حرارة التحضين .
5. وقت التحضين :

6. الوقت المثالي ما بين 16-18 ساعة و أقل من ذلك لاتظهر النتائج بشكل سليم.

7. عمق الآجار (4مم) : كلما زاد العمق قل قطر التثبيط.

8. التباعد المناسب بين الأقراص : 2.5 سم لتجنب تداخل منطقة التثبيط.

9. مكونات البيئة :تؤثر على نمو الميكروب وانتشار المضاد الحيوي خلالها.



thanks!

**Any questions?**

floor 3, office 87 You can find me at  
maljumaah1@ksu.edu.sa

