

التقدير الغير مباشر لعدد الخلايا البكتيرية

الصبغ المقاوم للحمض

# التقدير الغير مباشر لعدد الخلايا

## البكتيرية

### In Direct Cell Count


• بهذه الطريقة يمكن تقدير عدد الخلايا الحية القادرة على النمو والتكاثر تحت الظروف المناسبة لنموها

• يجرى ذلك بطريقة العد بالأطباق Plate Count method

### طريقة العمل:

- لديك مزرعة بكتيرية نامية على مرق مغذي, ترج المزرعة جيذا
- بواسطة ماصة معقمة، ينقل 1 مل من المزرعة الى انبوبة تحتوي على 9 مل ماء معقم وترج الأنبوبة ( تخفيف 1:10 )
- ينقل من الأنبوبة السابقة 1 مل بواسطة ماصة معقمة أخرى إلى انبوبة بها 9 مل ماء معقم وترج الأنبوبة ( تخفيف 1:100 )
- تكرر الخطوة السابقة عدة مرات للحصول على تخفيفات تصل الى 1: 1000000
- ينقل 1 مل من التخفيفات الثلاثة الأخيرة الى طبق بتري معقم ( طبقين لكل تخفيف )

# التقدير الغير مباشر لعدد الخلايا البكتيرية




• لكل طبق يضاف كمية مناسبة من وسط  
الاجار المغذي المسالة والمبردة الى 45م ويحرك  
الطبق


• تترك الاطباق حتى يتصلب الوسط ثم توضع  
مقلوبة في الحضان عند 37م لمدة 24 ساعة

• يتم اختيار التخفيف المناسب الذي يظهر به  
عدد المستعمرات يتراوح بين 30-300  
مستعمرة بالطبق الواحد

• يحسب عدد الخلايا الحية في 1مل من المزرعة  
الاصلية بضرب متوسط عدد المستعمرات في  
الطبق في مقلوب التخفيف المستعمل







# الصبغ المقاوم للأحماض


## Acid Fast stain

### ( Ziehl & Neelsen )


- بكتيريا *Mycobacterium tuberculosis* التي تسبب مرض السل ذات خواص طبيعية او كيميائية يصعب صبغها بالطرق العادية
- اذا تعرض الغشاء للحرارة خلال الصبغ لمدة طويلة نسبيا فانه يصعب ازالة الصبغة حتى لو غسلت بالكحول المحمض بـ **Hcl** وبالتالي تحتفظ بصبغة كربول الفوكسين وتظهر الخلايا حمراء اللون لذلك تُعرف بانها مقاومة للاحماض **Acid fast**
- - البكتيريا الغير مقاومة للاحماض **Non-acid fast** تزال منها الصبغة خلال الغسيل بالكحول الحامضي وتتلون بالصبغة العكسية ( مثل ازرق الميثيلين )
- الطريقة المستخدمة للصبغ **Ziehl & Neelsen**

## طريقة العمل


1. يحضر غشاء من المزرعة البكتيرية الحديثة ثم يثبت
2. يغمر الغشاء بصبغة كربول الفوكسين ويسخن السطح السفلي للشريحة حتى يتصاعد منها البخار ( دون غليان الصبغة) لمدة من 3-5 دقائق ( عدم جفاف الصبغة)
3. تغسل الشريحة تحت تيار ماء خفيف
4. يضاف الكحول الحامضي على الغشاء نقطة فنقطة تدريجيا مع إمالة الشريحة حتى تسقط القطرات عديمة اللون لمدة دقيقة
5. يغسل الغشاء تحت تيار ماء خفيف
6. يصبغ الغشاء بصبغة ازرق الميثلين لمدة نصف دقيقة
7. يغسل الغشاء تحت تيار ماء خفيف
8. تجفف الشريحة ثم تفحص تحت المجهر




**1** Cover smear with carbolfuchsin. Steam over boiling water for 8 minutes. Add additional stain if stain boils off.




**2** After slide has cooled decolorize with acid-alcohol for 15 to 20 seconds.




**3** Stop decolorization action of acid-rinsing briefly with water.



**4** Counterstain with methylene blue for 30 seconds.



**5** Rinse briefly with water to remove excess methylene blue.




**6** Blot dry with bibulous paper. Examine directly under oil immersion.

Ziehl-Neelsen acid-fast staining procedure




# الاختلاف بين البكتيريا المقاومة للأحماض والغير

## مقاومة للأحماض



Acid Fast  
Organisms



Ziehl-Neelson Stain  
Kinyoun Modification



A small amount of organism  
suspended in saline solution  
is fixed on a slide.

Slide is flooded with Carbol  
Fuchsin and phenol for 3  
minutes, and gently rinsed  
with water.

Slide is decolorized with 3%  
HCl in 70% alcohol until  
color appears to be removed  
(approx. 2 mins), and rinsed  
with water.

Slide is flooded with  
methylene blue counterstain  
for 30 secs, rinsed with water  
and air-dried.

Not Acid Fast  
Organisms



• يرجع السبب الاساسي  
للاختلاف الى وجود تراكيز  
مرتفعة من الدهون في  
الاغشية السيتوبلازمية لخلايا  
البكتيريا المقاومة للأحماض،  
وهذه الدهون تمنع او تؤخر  
دخول الصبغة او خروجها  
• ويعتقد ان وجود حمض  
الميكوليك **Mycolic**  
**acid** في البكتيريا المقاومة  
للاحماض بنسبة كبيرة من  
اسباب ايجابتها



Mycobacterium  
Acid Fast Stain

