

أهمية التثبيت :

- يؤكد التصاق adhesion الخلايا البكتيرية على الشريحة الميكروسكوبية .

- يقتل الخلايا المثبتة .

- يغير طبيعة أنزيمات الخلية وذلك يمنعها من هضم أجزاء الخلية الذي قد يؤدي إلى التحلل الذاتي autolysis وفقد العينة . طرق التثبيت :

أ- تثبيت بالحرارة fix heat:

ويتم إما بتمرير الشريحة على لهب بنزن Bunsen burner عدة مرات _
ويراعى أن استعمال الحرارة أكثر من اللازم سيشوه شكل وتركيب الخلية
المصبوغة ، لذا يجب أن تكون الشريحة دافئة وليست ساخنة _ أو بوضع الشريحة
على مسخن الشرائح (hot plate slide warmer) عند 60°م لمدة عشر
دقائق .

ب- تثبيت كيميائي fix chemically:

بوضع كحول ميثيلي 95% methyl alcohol لمدة دقيقة ثم نميل الشريحة
للتخلص من الكحول الفائض .

طريقة العمل PROCEDURE :

والطريقة العامة الموضحة في هذا التدريب ، تعتبر أساسية في معظم طرق الصبغ
المستعملة للبكتيريا . ففي هذا التدريب سنستعمل الحرارة لقتل الخلايا وتثبيتها على
الشريحة.

1- نمرر سطح شريحة slide نظيفة في لهب بنزن Bunsen عدة مرات للتعقيم
الجزئي وإزالة ما يكون عالقاً بها من حبيبات دهن، ثم نتركها على حاملها لتبرد.

2- أ* بواسطة الإبرة ذات العقدة inoculating loop ، نضع غمستين tow loop full أو ثلاث من المزرعة السائلة على سطح الشريحة

ب* وفي حالة المزرعة الصلبة ، نضع نقطة ماء نظيفة في وسط الشريحة . ثم نأخذ جزءاً صغيراً من النمو البكتيري بواسطة الإبرة ذات العقدة inoculating loop ونمزجها جيداً .

3- ننشر بالإبرة مزيج المزرعة الصلبة (أو غمسه المزرعة السائلة) على مساحة حوالي 1سم بوسط الشريحة ، لتكون غشاء رقيق thin film منتظم.

4- نترك الغشاء ليجف تماماً في الهواء air dry على درجة حرارة الغرفة. أو بمسك الشريحة أعلى اللهب بحوالي 20cm بحيث لا يغلي الغشاء الموجود على الشريحة.

5- بعد ذلك نثبت الغشاء المتكون بتمرير الشريحة في اللهب عدة مرات (نراعي أن يكون سطح الشريحة الذي عليه الغشاء متجهاً باستمرار إلى أعلى) .

*ملاحظات

- لتنظيف أي شريحة نستخدم المواد المنظفة أو الكاشطة مثل الصابون abrasive soap ثم نغسل ونجفف الشريحة . أو يمكننا أن نضع قطرة من الزيلين (xylene) على سطح الشريحة ثم ننظف بقطعة قماش.

- إذا كانت الشريحة نظيفة فإنه يمكن فرد المعلق على سطحها بانتظام ، أما الشريحة غير النظيفة فإن المعلق يتجمع على سطحها بشكل قطرات متفرقة ولا يتكون غشاء منتظم .

- تمسك الشريحة بالأصابع من حوافها حتى لا يعلق بها أي مواد دهنية موجودة بالأصابع .

والتثبيت النموذجي هو الذي يحفظ تركيبات الخلية في شكلها ووضعها الطبيعي ، دون حدوث تشوهات ، أو ظهور تركيبات لم تكن موجودة بالخلية الحية .

وبعد تثبيت الغشاء نقوم بعملية الصبغ stain، ونبدأ بالصبغ البسيط .

1- الصبغ البسيط simple stain :

يقصد به استعمال صبغة مفردة في صبغ الخلايا.

- ويعتمد الصبغ البسيط على حقيقة أن خلايا البكتيريا تختلف كيميائياً عن الوسط المحيط بها ، لذلك فإنها تصبغ لإظهار التباين بينها وبين الوسط.

- ويفيد في توضيح الفروق الموجودة في حجم الخلايا cell size، وشكلها morphology ، ونظام تجمعها arrangement.

* الصبغ البسيط الذي يستهدف الخلايا البكتيرية ذاتها يسمى الصبغ المباشر
direct stain

* الصبغ البسيط الذي يصبغ الخلفية ويترك الخلايا البكتيرية غير مصبوغة

طريقة العمل PROCEDURE :

1- نضع الشريحة التي عليها الغشاء المثبت – الذي سبق تحضيره في بداية هذا التمرين – على سلك للصبغ بأسفله حوض.

2- نغمر الغشاء بالصبغة المطلوبة ، ونتركها وقتاً كافياً للتفاعل : 30 ثانية لأزرق الميثيلين أو السفرانين ، و 10 ثوان للكريستال البنفسجي .

3- نتخلص من محلول الصبغة ثم نغسل الغشاء المصبوغ بالماء ، وذلك لإزالة الصبغة الزائدة.

4- نجفف الشريحة بوضعها بين ورقتي نشاف نظيف ثم تمرر أعلى اللهب عدة مرات.

5- نضع نقطة من زيت السيدر على الغشاء المصبوغ ثم نفحص بواسطة العدسة الزيتية (oil-immersion lens (high-power .

(إذا كان الغشاء المحضر سميكاً ، فسيظهر الغشاء المصبوغ ككتل متجمعة من مادة مصبوغة مع قليل جداً من الخلايا الفردية .)

طريقة فحص الغشاء باستعمال العدسة الزيتية :



- 1- توضع الشريحة على مسرح الميكروسكوب.
- 2- يضبط الضوء بالاستعانة بالعدسة الشينية الصغرى والمكثف حتى يشاهد المجال الميكروسكوبي ومنطقة الغشاء مضاء إضاءة عالية ومتجانسة .
- 3- توضع نقطة زيت سيدر oil على الغشاء ثم تحرك القطعة الأنفية لوضع العدسة الزيتية في وضع الاستعمال ويدار الضابط الكبير حتى تنغمس العدسة في نقطة الزيت وتلامس سطح الشريحة ، يجب أن لا يدار الضابط بسرعة حتى لا تنكسر الشريحة . ونقوم بهذه الخطوة ونحن نراقب الشريحة والعدسة الزيتية من الخارج
- 4- ننظر من خلال العدسة العينية ونحرك الضابط الدقيق لرفع أنبوبة الميكروسكوب إلى أعلى حتى نرى الخلايا البكتيرية بوضوح .


2- الصبغ المركب (التفريقي) compound(differential) stain

- الصبغ المركب :لأننا تستعمل في هذه الطرق أكثر من صبغة واحدة .

- الصبغ التفريقي : لأنه طريقة للتمييز، والفرقة بين أنواع البكتيريا ،حيث تختلف الكائنات فيما بينها كيميائياً وفيزيائياً ، ولذلك فإنها تتفاعل بدرجات مختلفة بالنسبة لطريقة صبغ معينة ، وهذا هو الأساس الذي يعتمد عليه الصبغ التفريقي . وتعتبر صبغة جرام من أهم طرق الصبغ المركب المتبعة في الدراسات البكتيريولوجية

Vibrio cholerae






Clostridium



C. difficile colonies on a blood [agar plate](#)





Bacillus

Gram-stained *Bacillus subtilis*




Sporulating *Bacillus subtilis*





Shigella



Salmonella

