



المقرر العملي لمادة علم الخمائر

349 حدق

إعداد

بسام النفيسي

الجدول الزمني للمقرر العملي علم الخمائر349حدق

الموضوع	الاسبوع
مقدمة عن الامن و السلامة و الامن في المختبرات	1
مقدمة عن علم الخمائر	2
عزل الخمائر من الأوساط الطبيعية	3
البيئات المستخدمة في مختبرات الفطريات و الخمائر	4
الفحص المزرعي و المجهرى و الصبغات المفضلة لدى الخمائر	5
أ- الخمائر الأسكية: 1- خميرة الخباز و التخمر <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	6
2- <i>Schizosacchromyces pombe</i>	7
3- <i>Hansenula anomala (Pichia anomala)</i>	8
4- <i>Candida sp.(albicans)</i>	9
5- <i>Geotrichum sp.</i>	10
ب- الخمائر البازيدية: <i>Rhodotorula mucilaginosa</i>	12
<i>Cryptococcus neoformans</i>	13
<i>Malessezia sp. and Trichosporon sp.</i>	14
الاختبار النهائي العملي للمقرر	15

العملى الأول

مقدمة عن علم الخمائر

*علم الفطريات: هو العلم الذي يختص بدراسة تركيب و تصنيف و طرق تكاثر الأنواع المختلفة من الفطريات و الأهمية الاقتصادية و الطبية لها.

*تقسم الفطريات حسب الشكل إلى نوعين:

1-الأعفان Molds



2-الخمائر Yeast



*تتشكل الفطريات حسب أهميتها الطبية و الامراضية إلى 3 أشكال:

2-الخمائر Yeast

1-الأعفان Molds

3-ثنائية التشكل Dimorphic Fungi



في الفطريات ثنائية التشكل تكون خميرية الشكل عند درجة حرارة 37 م و تكون عفن عند 25 م.

في هذا المقرر العملي سندرس عن التجارب المهمة في علم الخمائر العملي.

*علم الخمائر: هو العلم الذي يهتم بدراسة الخمائر و طرق تكاثرها و أهميتها الاقتصادية و الصناعية و الطبية.

*الخمائر: كائنات حية دقيقة حقيقية النواة وحيدة الخلية لا تكون ميسيليوم حقيقي مثل فطريات الأعفان و قد تظهر في صورة سلاسل نتيجة لتكرار عملية التبرعم و عدم انفصال الخلايا عن بعضها البعض أثناء التكاثر و تتراوح الخلايا بين كروية و بيضاوية الشكل ولها جدار محدد يحيط بها وتوجد بداخلها النوية و تتبع الأغلبية العظمى من الفطريات الزقية (الأسكية) و قليل منها في البازيدية .

* لا تختلف الخمائر بين بعضها البعض من حيث الشكل الظاهري و التركيب و لكنها تختلف اختلافا كبيرا في الصفات الفسيولوجية و المزرعية.

* يستعمل الانسان الخميرة في صناعات متعددة من أهمها الخبز و البيرة و الخل و المشروبات الكحولية وإنتاج بروتين و حيد الخلية (SCP) Single cell protein الذي يستخدم لتغذية الطيور و الحيوانات على هيئة علائق و بديل للحوم للإنسان في مطاعم البرجر و يشبه اللحم الأحمر البقري, و تستخدم الخمائر في إنتاج بعض أنواع الفيتامينات مثل فيتامين (ب) المركب و فيتامين (ج) و فيتامين (د) في الخمائر التي تتعرض للأشعة فوق البنفسجية و بعض الأنواع تنتج كميات وافرة من الدهون.

* تتغذى بطرق الكيمو عضوية و تستخدم المركبات العضوية كمصدر للطاقة حيث تحصل على الكربون عادة من السكريات مثل الجلوكوز و الفركتوز و المالتوز.

* خلايا الخميرة تحتاج إلى الأكسجين لتنفس الخلايا تنفس هوائي لإنتاج الطاقة (هوائية اختيارية) كما أنها يمكن أن تنفس لا هوائيا و لكن لديها طرق هوائية لإنتاج الطاقة (هوائية اختيارية) على خلاف البكتريا لا يمكن للخمائر النمو في ظروف لا هوائية فقط (إجبارية لا هوائية).

* تفضل النمو في الأوساط الحامضية منخفضة الأس الهيدروجيني.

* تختلف من نوع لآخر من حيث درجة الحرارة الملائمة للنمو و لكنها غالبا تفضل النمو في درجات الحرارة من 28 م إلى 37 م.



* تتواجد بصورة كثيفة في كل مكان في الطبيعة و لكنها أقل انتشارا من البكتريا و يمكن عزلها من المحاليل و المواد الغنية بالمواد السكرية كرحيق الأزهار و الفواكه كالعنب و التفاح و توجد في التربة و الحشرات.

* التكاثر في الخمائر يكون لا جنسيا و تكون تكاثرها سريعا خاصة في البيئة المحتوية على سكر و يكون تكاثرها بالتبرعم Budding حيث يكون برعم واحد أو خلية بنوية من الخلية الأم و أثناء التبرعم ينتفخ جزء من جدار الخلية و يكون نموا جديدا يسمى البرعم و يفصل البرعم بعد ذلك و يكون خلية جديدة حيث تنقسم خلية الأم و تهاجر إلى الخلية البنوية و عدد قليل منها تتكاثر لاجنسيا بالانشطار الثنائي Binary fission.

*تكوين جراثيم داخلية (كلاميدية) في الظروف الصعبة مثل *Saccharomyces sp.*

*هناك أنواع من الخمائر لا تكون جراثيم مثل *Candida sp.*



*التكاثر الجنسي غير شائع في الخمائر و يحدث اندماج نواتي الخليتين لتكون نواة ثنائية المجموعة الصبغية ثم تنقسم ثلاث مرات لتكون ثمان أنوية لتكون الحصيلة لنهائية كيس أسكي يحتوي على ثمانية جراثيم أسكية.




التبرعم في الخمائر Budding Yeast cells



الانشطار الثنائي في الخميرة *Schizosaccharomyces pombe*





الأبواغ الكلاميدية و البلاستية و الهيفات الكاذبة *Candida albicans*
Chlamydospores and Blastospores and pseudo hyphae in

العملى الثانى

عزل الخمائر من الأوساط الطبيعية

اسم التجربة: عزل الخمائر من الأوساط الطبيعية

الهدف من التجربة عزل الخمائر و تنميتها على بيناتها الخاصة و دراسة شكلها المجهرى و المزرعى
الأدوات المستخدمة: عينة من التربة – عينة شعير مخمرة – محاليل سكرية من الفواكه – عينة من الأنف
– عينة من الفم – مساحات قطنية – بيئة Potatoes Dextrose Agar - أطباق بتري معقمة-إبرة ذات عقفة.

طريقة العمل:

1-تحضير بيئة PDA و تعقيمها في Autoclave على درجة حرارة 121 لمدة 20 دقيقة.

2-بعد التعقيم يتم صب البيئات في وضع معقم وتركها حتى تتصلب.

3-بعد تصلب البيئات :

أ-عينة التربة يتم وضعها في ماء حنفية معقم و زن 1 جم من التربة ووضعه في دورق سعة 100مل و رجها جيدا وتركها لمدة 5 دقائق إلى 10 دقائق ثم تضع 1 مل من التربة على سطح الطبق و عمل تخطيط ثلاثي رباعي.

ب-عينة الشعير المخمرة يتم وضع 1 مل من العينة على سطح الطبق و عمل تخطيط ثلاثي رباعي بواسطة إبرة ذات عقفة.

ج-عينة الأنف يتم مسح سطح الطبق بواسطة المسحة القطنية و على رأس الطبق لتلقيح العينة داخل الطبق ثم عمل تخطيط ثلاثي رباعي بواسطة الإبرة ذات عقفة.

د- عينة الفم يتم مسح سطح الطبق بواسطة المسحة القطنية و على رأس الطبق لتلقيح العينة داخل الطبق ثم عمل تخطيط ثلاثي رباعي بواسطة الابرة ذات عقفة.

ه- عينة المحلول السكري يتم وضع 1 مل من العينة على سطح الطبق وعمل تخطيط ثلاثي رباعي بواسطة ابرة التلقيح ذات عقفة.

4- يتم تحضين الأطباق مقلوبة في الحضانة لمدة 48 ساعة على درجة حرارة 37 درجة مئوية أو تحضينها على درجة حرارة الغرفة لمدة 3 أيام و يتم تسجيل النتائج

النتائج: ظهور مستعمرات خميرية على الأطباق بعد ذلك يتم إعادة زراعتها على بيئة Sabroud Dextrose Agar (SDA) من الفم و الأنف.

وعند دراسة الأبواغ و الهيفات الكاذبة يتم زراعتها على بيئة Corn Meal Agar

العملى الثالث


البيئات المستخدمة فى مختبرات الفطريات و الخمائر

***البيئات المستخدمة فى الخمائر:**

1-بيئة Potatoes Dextrose Agar: بيئة عامة لتنمية الخمائر الممرضة و الغير ممرضة ويفضل إضافة روز بنغال لتثبيط نمو البكتريا.



Rose bengal



2-بيئة Malt Extract Agar: بيئة عامة لتنمية الخمائر الممرضة و الغير ممرضة وتستخدم فى عزل الفطريات التي تسبب فساد الأغذية.



3-بيئة Sabroux Dextrose Agar: بيئة خاصة لعزل الخمائر الممرضة و هي حامضية و تفضل الخمائر النمو فيها




4-بيئة Mycological media slant agar: بيئة خاصة تستعمل لعزل الأعفان من العينات الطبية و تكون في آجار مانل.



5-بيئة Czapek Dox Media: بيئة عامة للفطريات تستخدم لعزل الفطريات التي تستخدم نترات الصوديوم كمصدر نيتروجيني.



6-بيئة **Corn meal agar**: بيئة خاصة تستخدم للخمائر الممرضة التي تنتج الأبواغ المفصليّة البلاستيّة و الكلاميديّة و الهيفات الكاذبة



7-بيئة **Bird seed Agar**: بيئة تفرقيّة لتنمية *Cryptococcus neoformans* وتكون النتيجة مستعمرات كريمة سوداء اللون.

Bird Seed Agar
for the isolation of *Cryptococcus neoformans*



*الصفات المزرعية للخمائر: تكون بشكل مستعمرات على سطح الأطباق و بيضاء اللون و كريمة الشكل أو تكون بيضاء و جافة أو تكون كريمة حمراء أو برتقالية اللون و بعضها يكون هيفات كاذبة تشبه فطر الأعفان.




العملى الرابع

الفحص المجهرى و الصبغات المفضلة لفحص الخمائر

*الفحص البدائي للخمائر يكون بطريقة الشريحة الرطبة wet prep slide

*الصبغات المفضلة لفحص الخمائر مجهريا هي الصفراين و أزرق الميثيلين للخمائر جميعا عدا خميرة *cryptococcus neoformans* نستخدم صبغة الحبر الهندي Indian Ink. و عند صبغ الخمائر بصبغة جرام تكون النتيجة إيجابية Gram positive yeast

*يكون فحص الخمائر تحت عدسة x40-x60



wet prep slide of yeast




Blue methylene



Indian ink



safranin



Yeast blue methylene and safranin




Gram positive yeast and Indian ink positive

العملى الرابع

Saccharomyces cerevisiae

خميرة الخباز و عملية التخمير

*هي من الخمائر الحقيقية وهي من الفطريات الأسكية (الزقية) و هي من أهم الأجناس في الفصيلة السكاروميتية ولها قدرة معينة على تخمر السكريات و يستعمل في صناعة المعجنات وتحول السكاكر البسيطة إلى كحول بتركيز 10-20% و يحتوي على فيتامين (أ) يوجد في رحيق الأزهار و افرازات الأشجار و سطوح الأوراق و الثمار والخبز و التربة و يكون بشكل خلايا فردية وتكون على سطح الطبق بشكل مستعمرات بيضاء اللون كريمية الملمس أو قشدي و تكون الأبواغ الزقية و تتكاثر لاجنسيا بالتبرعم Budding . وتستعمل في صناعة الخبز و المشروبات الكحولية ليس لها تأثير طبي لكن قامت بتأثير مرضي بعد استخداما كبروبيوتيك و أدت لى تسمم الدم .



Saccharomyces cerevisiae in microscope and culture

*التخمير Fermentation: هي عملية كيميائية يتم من خلالها تحطيم المادة السكرية بواسطة الأنزيمات وذلك للحصول على الطاقة منتجة بذلك كحول ايثيلي و غاز ثاني أكسيد الكربون كنواتج أساسية لعملية التخمير ويسمى التخمير هو التنفس اللاهوائي.

* أهم السكريات التي تقوم بتخميرها الخمائر السكريات البسيطة (الجلوكوز و الفركتوز) و الثنائية (السكروز).

* عملية التخمير بواسطة الخميرة لها دور مهم في صناعة الخبز والمشروبات الكحولية.

*التخمير في الخبز وميكانيكية التخمير في الخبز:

تبدأ الخميرة في النشاط بمجرد خلط مكونات الخبز . تبدأ عملية التخمير بالتحلل المائي لنشا الدقيق الى سكر ثنائي (مالتوز) بفعل الأنزيمات الموجودة بالدقيق ومن ثم يقوم انزيم المالتيز المفرز بواسطة الخميرة بتحويل هذا السكر الى جلوكوز في حين يحطم انزيم الزايميز المفرز بواسطة الخميرة سكر الجلوكوز منتجا بذلك غاز ثاني أكسيد الكربون وكحول ايثيلي كنواتج أساسية لعملية التخمير ... ولزيادة سرعة التخمير يتم إضافة السكر إلى الدقيق حيث يعمل انزيم الانفرتيز المفرز من الخميرة على تحويل السكر المضاف الى الدقيق الى جلوكوز و فركتوز وبعد تكون هذه السكريات البسيطة يقوم انزيم الزايميز المفرز من الخميره ايضا بتحويلها الى غاز ثاني أكسيد الكربون وكحول ايثيلي حيث يقوم غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج بنفخ الرغيف بصورة جيدة أما الكحول فيتطاير أثناء عملية الخبيز في حين تموت الخميرة بفعل درجة الحرارة المرتفعة.

*للكشف عن عملية التخمير معمليا: يتم استخدام محلول الخميرة (خميرة + جلوكوز أو سكروز + ماء دافئ 30 م - 45 م (وذلك في غياب الأكسجين) (ظروف لاهوائية) يترك المحلول لفترة لتتم عملية التخمير.



*خميرة الخباز baking yeast powder: هو عبارة عن خميرة الخباز الجاهزة المحتوية على *Saccharomyces cerevisiae* بأضافة الماء الدافئ لمدة 15 دقيقة حتى تنتشط و يضاف الدقيق (مادة بروتينية تسم الجلوتين و أملاح الأمونيوم والفوسفات لتساعدها على النمو) إليه و السكر حتى تستطع الخميرة تخمير السكر و إنتاج الغاز و الكحول.

*مسحوق الخباز Baking powder: عبارة عن مخلوط من مواد كيميائية يتصاعد منها الغاز اذا خلطت بالعجينة و أحد محتوياته جزيئين من طرطرات البوتاسيوم الحامضية و بيكربونات الصوديوم وينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون عندما تصل إليه الرطوبة .

*أنزيم الانفرتيز : تفرزه *Saccharomyces cerevisiae* وتقوم بتحليل السكر الى جلوكوز وفركتوز و يستخدم هذا الأنزيم في صناعة الحلويات و إنتاج العسل الصناعي و السكر المتحول.

العملى الرابع

Schizosaccharomyces pombi

*هي خمائر من الفطريات الأسكية (الزقية) و هي تتكاثر لا جنسيا بالانشطار الثنائي فقط Binary fission



*تسمى بخميرة قاع الجرول الخشبي في قاع جرول المخمر للفواكه و كانت أول عزلة لها في قاع الجرول المخمر لهذا تسمى بخميرة النبيذ و تستخدم في صناعة النبيذ و تم عزلها من مولاس السكر و عصير العنب ويستطيع تخمير السكروز.

*تستخدم في الأبحاث للعلوم الطبية الحيوية لمعالجة الخمائر المقاومة للمضادات الحيوية.





العملى الخامس

Hansenula anomala (Pichia anomala)

*هي خمائر من الفطريات الزقية وتتكاثر لاجنسيا بالتبرعم Budding و تستخدم في صناعة المشروبات الكحولية و تسبب تلف أو خطأ في النبيذ faults in wines وتسبب طعما شبيها بالاستر تكون رائحته مميزة وتكون كريمية الشكل على الطبق في مستعمراتها .

*مترمة في البيئة الخارجية و توجد في الحليب و الجبن و الزبادي و تعتبر غير ممرضة في البداية و لكنها قامت بعملية تفشي في المستشفى وسميت ب Nosocomial infection للأطفال الرضع و سببت تسسم في الدم Fungemia و اختلال في الرئة و التهاب في عضلة القلب و التهاب في الأمعاء.




العملى السادس

Rhodotorula mucilaginosa

*هي خمائر تضم تحت الفطريات البازيدية و تتكاثر لاجنسيا و تكون مستعمراتها كريمة الى مخاطية برتقالية اللون و بعض السلالات تكون حمراء اللون لأنها تحتوي على صبغة لهذا تظهر باللون البرتقالي أو الأحمر و تعيش في الهواء و التربة و الحليب و الماء و عصير الفاكهة.

*سابقا لم تسجل لها حالة مرضية ولكن بعد ذلك صنفتم أنها انتهازية **opportunistic infection** و سببت التسمم الدم عن طريق أنابيب القسطرة و التهاب القلب و التهاب السحايا و تسبب الأمراض للحيوان مثل الماعز و الخراف و الحيوانات البحرية و اصابات في جلد الدجاج ولها دور مهم في المعالجة الحيوية للمياه.



العملى السابع

Candida albicans

*هي خمائر ضمن الفطريات الزقية و هي انتهازية opportunistic pathogen تسبب الكثير من الأمراض لدى النساء في المهبل Vaginal Thrush و التهاب الفم Mouth thrush ويسمى المرض بداء المبيضات Candidiasis وتصيب كبار السن و الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي immunocompromised و تسبب التهاب المسالك البولية وتعيش طبيعيا في الفم و الجهاز الهضمي و تنتج الأبواغ الباليستية و الكلاميدية و تكوين هيفات كاذبة في الظروف الصعبة على بيئة corn meal agar ويتم تشخيصها بعدة طرق:

1-بيئة Chromagar candida: هي بيئة تفرقية تستخدم للتفريق بين أنواع الكانديدا بواسطة اللون .

مبدأ وتفسير CHROMagar Candida أفاد بيري وميلر أن *Candida albicans* تنتج إنزيم *N-acetyl-hexosaminidase* ووفقاً لـ *Rousselle et al* ، فإن دمج ركانز *hexosaminidase* الكروموجينية أو الفلورية في وسط النمو يساعد في تحديد عزلات *C. HiCrome Candida* التفاضلي Agar هو وسيط انتقائي وتفاضلي ، مما يسهل العزل السريع للخمائر من المزارع المختلطة ويسمح بالتمييز بين أنواع المبيضات وهي *C. albicans* و *C. krusei* و *C. Tropicalis* و *C. glabrata* . يتم الحصول على النتائج على هذا الوسيط في غضون 48 ساعة وهي مفيدة في التحديد السريع والافتراضي للخمائر الشائعة في مختبر علم الأحياء الدقيقة وعلم الأحياء الدقيقة السريرية. يوفر البيبتون الخاص و خلاصة الخميرة مركبات نيتروجينية كربونية ومغذيات نمو أساسية أخرى. محلول الفوسفات يجعل البيئة غنية. الكلورامفينيكول يثبط الفلورا البكتيرية المصاحبة.

تظهر *C. albicans* على شكل مستعمرات ناعمة ذات لون أخضر فاتح.

وتظهر *C. Tropicalis* على شكل مستعمرات مرتفعة ملونة باللون الأزرق إلى الأزرق المعدني.

تظهر مستعمرات *C. glabrata* على شكل كريم إلى مستعمرات بيضاء ناعمة.

بينما تظهر مستعمرات *C. krusei* على شكل مستعمرات أرجوانية ضبابية.








FIG. 1. Colonies of different species of *Candida* after growing for




هنا تظهر قراءة الناتج بالنسبة لبيئة Chromagar

2- اختبار أنبوب الانبات الجرثومي Germ tube test: هو اختبار يستخدم للتفريق بين *Candida albicans* وأنبوب الانبات عبارة عن هيفات كاذبة

الاختبار يكون داخل أنبوب سيرم human serum و السيروم هو عبارة عن السائل المفصول من الدم بدون مواد تجلط و يتم تلقيح الخميرة المراد اختبارها داخل الأنبوب و تحضينها على درجة حرارة 37 درجة مئوية لمدة ساعتين و قراءة النتائج بواسطة ال wet prep slide و تكون النتيجة لدى *Candida albicans* كالتالي:




3- corn meal agar نزرعها على هذه البيئة و يتم فحصها مجهريا بعد التحضين لمدة 24-48 ساعة و قرأ النتائج بأنتاجها للهيفات الكاذبة و الأبواغ الكلاميدية و البلاستية :



4- اختبار تخمر السكريات API 20 C :Carbohydrate assimilation test

اختبار يتم فيه استخدام الخمائر لتخمر السكريات .



Species	Xyl	Lac	Suc	Mal	Mel	Cel	Tre
<i>C. albicans</i>	+	+	+	-	+	+	+
<i>C. tropicalis</i>	+	-	+	+	-	+	+
<i>C. glabarata</i>	+	-	-	-	-	-	+
<i>C. parapsilosis</i>	+	-	+	+	-	-	+
<i>C. krusei</i>	+	-	-	-	-	-	-
<i>C. dublinensis</i>	+	+	+	-	+	+	+

Candida species Identification


		C. albicans	C. dubliniensis	C. glabrata	C. krusei	C. kefyr	C. parapsilosis	C. tropicalis	C. guilliermondii	C. famata	C. lipolytica
Chlamyospore		+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Germ tube		+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Pellicle On broth					+						+
Urease					+						+
Fermentation	Glu	F	F	F	F	F	F	F	F	W	-
	Mal	F		-	-	-	-	F	-	-	-
	Suc	-	-	-	-	F	-	F	F	W	-
	Lac	-	-	-	-	F	-	-	-	-	-
	Gal	F	F	-	-	F	-	F	F	-	-
	Tre	F	F	F	-	-	-	F	F	W	-
Assimilation	Glu	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Mal	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-
	Suc	+	-	-	-	+	+	+	+	+	-
	Lac	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-
	Tre	+	-	+	-	-	+	+	+	+	-

ويتم تشخيصها بال .ELISA and PCR

العملى الثامن

Cryptococcus neoformans

*هي من الفطريات البازيدية و هي من الخمائر شديدة الامراضية و تسبب مرض الالتهاب الرنوي الحاد و التهاب السحايا meningitidis يتم فحصها عن طريق أخذ عينة من سائل الحبل الشوكي CSF ويكون التعرف عليها مجهريا عن طريق الصبغة السالبة وهي الحبر الهندي Indian ink وتكون مستعمراتها كريمة مخاطية لانها تحتوي على العلبه capsule وهي سبب العامل الامراي و ظهور هالة حول الخلية الواحدة في الصبغة ونستخدم بيئة Bird seed agar .




Bird Seed Agar



for the isolation of *Cryptococcus neoformans*



Malessezia sp.


*هي من ضمن الفطريات البازيدية و هي متعايشة مع الانسان وتعيش في جلد الانسان و شعر الانسان وهي انتهازية وتسبب مرض جلدي للإنسان وهي السبب الأكثر شيوعا للقشرة في الشعر والتهاب الجلد الدهني و تحب الدهون في نموها لذا عند عزلها يفضل استخدام الزيوت الحيوانية و النباتية لنموها و أشهر مثال عليها *Malessezia furfur* عند عزلها تتحضر عند 32 درجة مئوية 5 أيام.





Trichosporon sp.

هي من الفطريات البازيدية التي تتكاثر لاجنسيا توجد في التربة و تعيش طبيعيا في الجلد و هي انتهائية و تسبب داء المشعرات White Piedra و أشهر نوع هو Trichosporon beigeli



Geotrichum sp.

هي من الفطريات الأسكية (الزقية) توجد في الماء و الهواء و التربة و مياه الصرف الصحي و تعيش طبيعيا في البراز و البلغم و أشهر مثال لها Geotrichum candidum تستعمل في صناعة قشرة الجبن و الحليب في الماعز و تسبب الأمراض لضعيفي المناعة و مرضى السرطان و سرطان الدم.

