

الخطوة الأولى	الخطوة الثانية	الخطوة الثالثة
<p>صل الخرطوم بالجهاز وشغل الجهاز حسب التعليمات الموضحة في دليل الاستخدام.</p> 	<p>أفرغ محتوى قارورة الدواء في الكوب الخاص بالدواء</p> 	<p>ثبت الخرطوم والقطعة الخاصة بالفم إلى الكوب الخاص بالدواء.</p> 
الخطوة الرابعة	الخطوة الخامسة	
<p>ضع قطعة الفم بين شفتيك، تنفس بشكل طبيعي حتى ينتهي كل الدواء، لمدة ٥-١٠ دقيقة تقريباً. إذا كنت تجد صعوبة في الحفاظ على التنفس من فمك فقط يمكنك استخدام كام ، ويفضل استخدام ذلك للأطفال.</p> 	<p>اغسل قطعة الفم وكوب الدواء بالماء واتركها حتى تجف بالهواء</p> 	