

بعد الاستخدام	الخطوة ٣: استنشق	الخطوة ٢: اضغط	الخطوة ١: افتح	قبل الاستخدام
<p>أغلق الجهاز من أجل استخدامه للمرة القادمة، حرك المزلاج الموضح بالصورة بالاتجاه المعاكس حتى تسمع صوت طرق، الجهاز الآن مغلق. أعد الخطوات الثلاثة مرة أخرى عند أخذ كل جرعة.</p> 	<p>خذ زفيراً بعيداً عن الجهاز (الصورة أ)</p>  <p>ضع الجهاز على مستوى فمك واضعاً فتحة الفم بين شفتيك، استنشق شهيقاً طويلاً وعميقاً من فمك وليس من أنفك (الصورة ب). ابعد الجهاز عن فمك، احبس نفسك لمدة ١٠ ثوان، ثم ازفر ببطء.</p> 	<p>حرك المزلاج الموضح بالصورة حتى تسمع صوت طرق، يعتبر الجهاز الآن مهيباً للاستخدام.</p> 	<p>ثبت الجهاز باستخدام اليد الأولى، ضع الإبهام في المكان الموضح بالصورة، وادفع الإبهام حسب الاتجاه الموضح بالصورة حتى تظهر فتحة مخصصة للفم.</p> 	<p>مؤشر الجرعات هو نافذة تظهر عدداً معيناً عند بدء استخدام الجهاز سيكون العدد هو ٦٠ جرعة، مع كل مرة استخدام سيقل العدد رقماً واحداً. ستبدأ الأعداد بالظهور بالرقم الأحمر في حال تبقي ٥ جرعات فقط (بمعنى آخر في حال استهلاك ٥٥ جرعة) وذلك لتحذيرك من أن جرعات الجهاز أوشكت على النفاد</p> 